



 **大王製紙株式会社**

〒102-0071 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

<https://www.elleair.jp>

アテントホームページ ~病院・施設様専用サイト~

ホームページから、商品サンプル・資料請求が可能です!

<https://www.elleair.jp/hospital-attento/>



Spring 2026 Vol.37

医療・福祉施設向け商品カタログ



会社概要

社名 大王製紙株式会社
<https://www.daio-paper.co.jp>
 本社 ■ 四国本社 愛媛県四国中央市三島紙屋町2-60
 ■ 東京本社 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
 設立 1943年(昭和18年)5月5日
 資本金 539億円(2025年3月31日現在)
 代表者 代表取締役社長 若林 頼房

事業内容 (1) 紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに販売
 (2) 日用品雑貨の製造加工並びに販売 ほか
 事業所 ■ 主要工場 三島工場(愛媛県)、可児工場(岐阜県)
 ■ 支店 他 大阪、名古屋、福岡
 ■ 海外事業所 中国、タイ、インドネシア、韓国、アメリカ、チリ ほか
 主要製品 新聞用紙、印刷用紙、包装用紙、板紙、段ボール、パルプ、衛生用紙、紙おむつ、フェミニンケア用品、ウエットワイブ 他

事業内容 2025年3月期連結売上高 6,689億円(億円未満四捨五入)

紙・板紙事業

紙・板紙事業では、世界で最大級の純臨海工場であり、多様なパルプと紙・板紙を生産できる三島工場(愛媛県)の強みを活かし、需要動向の変化に柔軟に対応して生産・販売品種のシフトを行っています。三島工場を中心としたグループ各社との一体運営により、生産性向上やエネルギー費削減などの技術・情報を共有し、付加価値の高い商品の提供や環境負荷軽減等に取り組んでいます。


2025年3月期連結売上高 **3,512**億円
 (億円未満四捨五入)

段ボール原紙 機能材 印刷・出版用紙
 新聞用紙 情報用紙 包装用紙

ホーム&パーソナルケア事業

ホーム&パーソナルケア事業では、国内においては、全てのカテゴリで品揃えの充実と生活者ニーズや使用シーンの変化に対応した高付加価値商品を開発・販売することにより、業容の拡大に取り組んできました。海外においては、ベビー用紙おむつの需要が急拡大するアジア諸国を中心に、中国・タイ・インドネシア・ブラジルでの現地生産・販売により事業拡大を進めています。今後、この販売チャネルを活用し、各国でのフェミニンケア商品、大人用紙おむつ、衛生用紙等への販売を広げることで複合事業化を進化させていきます。日本から世界へ衛生的で健康な暮らしを支える商品を提供していきます。

2025年3月期連結売上高 **2,952**億円
 (億円未満四捨五入)



その他

2025年3月期
 連結売上高 **226**億円
 (億円未満四捨五入)

CONTENTS

アテントからのご提案	03	商品の案内	中人用品(大人用とベビー用の中間サイズ)	26
大人用紙おむつの品揃え	06		ハウスホールドケア用品	27
介護用品	11	業務用紙製品	28	
洗浄液	23	商品規格一覧	29	
清拭用品	24	新商品・リニューアル品一覧	38	
介護用品・吸水ケア用品	25			

医療・介護現場で必要な商品を幅広くご提供します

大人用紙おむつの他にも感染対策でも使用可能な衛生商品の豊富な品揃えで、**業務負担軽減**や**安心安全な環境づくり**をサポートします。

アテントでは、**ALL IN ONE**で商品をご提案します。

- **ALL IN ONE**サービスとは
 病院・施設様で必要な商材を1ブランド(エリエール)で提供させていただくサービスです。
- **メリット**…
 1. おむつ、紙製品、マスクなどの一括提案によるBCP対策
 2. 発注の一本化による職員様の業務負担軽減

ヘルスケア ●大人用紙おむつ ●清拭用品 ●吸水ケア用品
ファミリーケア エリエール ●フェイシャルティッシュ ●トイレティッシュ ●キッチンタオル
ベビーケア GOO.N ●ベビー用紙おむつ ●ベビー用おしりふき
フェミニンケア・インコンチネンスケア ●生理用ナプキン ●吸水ケア用品
ハウスホールドケア サージカルマスク ●マスク ●ウエットティッシュ
ハウスホールドケア キレキラ! ●トレクリーナー ●フロアワイパー
業務用紙製品 ●産業用ワイブ ●エルヴェール ●トイレティッシュ ●ペーパータオル

アテントでは非接触でのご提案・サポート体制を整えています。

- **オンラインでの商談・勉強会**
 ZOOM・Teamsを活用してリモート対応



あて方 動画



iPad貸出も実施

- **おむつ診断書の活用**
 課題を記入して私たちへお渡し下さい!
 改善提案をさせていただきます!



担当営業へお気軽にお声がけ下さい。



皆さまと一緒に「介護の快護化®」を目指します。

※「介護の快護化」登録商標 6600998号

アテントは、介護する人・うける人、それを支えるご家族まで、「安心」で「快適」に「自己実現」できる排泄ケアをサポートします！



介護の快護化

アテントでは「介護の快護化」の実現を目標としています。介護をする人、介護をうける人、そしてそれを支えるご家族まで。それぞれの抱えるお悩みや課題に寄り添い、解決策をご提案することで

介護に携わるすべての人が、もっと安心して快適に日々を過ごせるような。明日へと広がる新たな可能性に、自分から一歩前に踏み出せるような。

そんな「快護」となるように、介護のカタチを変えていきたいという想いです。そして、この想いを広げ、共感の輪をつないでいきたいと願っています。

安心で快適を追求した「S ケア、R ケアシリーズ」



Sケアシリーズ

スキントラブル発生リスク軽減へ「Sケアシリーズ」は「紙おむつが影響するスキントラブル発生リスク」軽減を目指します。

- 1 Skin care の「S」スキンケアに注目の品質
- 2 Soft/Smooth の「S」やわらかい、なめらかな品質
- 3 Solution/Satisfaction の「S」利用者・介護者の抱える問題を解決し、顧客満足度を向上させる品質



Rケアシリーズ

動きによるモレ軽減『Rケアシリーズ』は動きによるモレを軽減することで「自分らしさを実感」し、日常生活を快適に過ごしていただくお手伝いをします。

- 1 Rehabilitation の「R」機能回復「残存機能維持」を支える品質
- 2 Regain の「R」「自分らしさ」を取り戻すことを支える品質
- 3 Respect の「R」「自分らしさ」を尊重する品質



産学連携商品

大学と共同で取り組み、科学的根拠に基づいた商品を開発しています。スキントラブルや使用状況の問題点などの課題を分析し、導き出された共同研究成果を活用して、課題解決を目指しています。



Attento History

アテントはこれからも「快護」に向けて、商品やサービスでサポートしていきます。

1980 アテント発売 (P&G)

2000 介護保険制度創設 個別ケアの重要視

1993 テークケア テークケア発売 (大王製紙)

2007 アテント事業取得

2005 Sケアシリーズ

Sケアシリーズ

2008 Rケアシリーズ発売 「動きによるモレ」軽減のご提案

2022 介護の快護化 新スローガン 「介護の快護化」


Sケアシリーズ発売 「スキントラブル発生リスク」軽減を目指してのご提案

3回交換でのご利用者様の快適化提案

アテントではおむつの交換回数削減による、ご利用者様の快適性向上と職員様の業務負担軽減をご提案いたします。


- ◆ご利用者様…おむつ交換による夜間覚醒をなくし安眠の確保、翌日の活動意欲向上とQOLの向上。
- ◆職員様…業務負担の軽減によるケアに関わる時間の創出、ケアの質向上。

【交換パターン例】 Rケアスーパーフィットテープ+Sケア夜1枚安心パッドシリーズ



表面シート(逆戻り防止)と吸収体(スピード吸収)で長時間使用でも肌刺激を低減 スキントラブル発生リスク軽減

Rケアスーパーフィットテープ + Sケア長時間安心/夜1枚安心パッドシリーズ



- からだぴったりテープ(伸縮)
- 脚びたフィットゾーン
- 脚まわりぐるっとギャザー



パッドはご利用者様の排尿量・交換タイミングに合わせて、お選びいただけます。



パンツをご利用の方も、夜用パンツを活用して3回交換の実施が可能です！ご興味ございましたら、お気軽に営業担当にお声がけください！

【Sケアシリーズ】スキントラブル発生リスク軽減におすすめの商品 Sケアシリーズの中でも産学連携商品をご紹介します

石川県立看護大学 学長 / 東京大学 名誉教授 真田弘美先生 共同研究成果を活用

アテント Sケア 軟便安心パッド



水様便・泥状便の肌への付着を軽減したい方

軟便を下層へ落とし吸収効率改善、水様便モレ・皮膚への付着を低減




アテント Sケア 前側吸収 おしりさらさらパッド



尾骨・仙骨付近への尿の付着を軽減したい方

おしり側への尿拡散を軽減し、湿潤によるおしりへの肌刺激を低減



鳥取大学医学部附属病院 共同研究成果を活用

アテントSケア 長時間安心パッド ダブルブロックタイプ



男性巻きのパッドが外れやすい方 座位・側臥位時のあふれモレでお困りの方

ダブル立体ギャザーで尿をせき止めず しっかりキャッチ、モレ防止




【Rケアシリーズ】動きによるモレ軽減におすすめの商品

アテント Rケア スーパーフィットテープ



体動時のズレやすき間モレが気になる方

伸縮ウエストテープで身体の動きにおむつが追従



アテント Rケア うす型 スーパーフィットパンツ



歩行時のすき間からのモレが気になる方

フィット性が高くモレ防止 着てやすく装着時間の短縮




アテント Rケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ




パンツにパンツ用パッドを併用しているとパッドのズレやすき間モレが気になる方

モレやすい座位にも安心の「超フィット立体ギャザー」で動いても脚まわりにフィットしてモレを軽減



～社会で支える「地域共生社会」への実現に向けた取り組み～

～アテントはSDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいます～



アテントは「介護の快護化」®に向けてすべての人に健康と福祉が提供できる、住み続けられるまちづくりを目指し、病院施設様とパートナーとして排泄ケアのお取組みを実践しております。

～「地域共生社会」実現を目指したアテントの取り組み～


●アテントマイスターの取り組み

アテントの紙おむつの適切な使い方や排泄についてのアドバイス・提案サポートについての知識を習得し、患者様・利用者様の排泄ケアに活かしていただくために、アテントが認定している独自の資格です。



アテントマイスターは総計13,985名の方に取得いただいています。(2025年12月現在)

アテントマイスター取得実績推移・目標(名)



●認知症サポートキャラバンパートナー企業



大王製紙株式会社

近年増加傾向にある認知症の方々が安心して暮らせる社会を目指し、アテントは認知症サポートキャラバンに賛同しています。



●冊子「アテント選び方・使い方ハンドブック」

おむつの選び方・基本のあて方を、カラーで見やすくまとめた冊子です。



ホームページにて公開中!
「アテント選び方・使い方
ハンドブック」は
こちらから→



●大人用おむつのあて方動画

テープ・パンツのあて方を公開中です。



テープ止め



Rケア
スーパーフィット
テープ



Rケアうす型
さらさらパンツ

■大人用紙おむつの品揃え

アウター

パンツタイプ

商品名	ウエストまわり	製品	サイズ前後見分け	パッケージ	詳細ページ
Rケア うす型さらさらパンツ	男女共用 S		S		11
	男女共用 M~L		M		
	男女共用 L~LL		L		
Rケアうす型 スーパーフィットパンツ	男女共用 M~L		M		11
	男女共用 L~LL		L		
長時間さらさらパンツ	男女共用 S		S		13
	男女共用 M~L		M		
	男女共用 L~LL		L		
夜1枚安心パンツ パッドなしですっと快適	男女共用 M		M		13
	男女共用 L		L		

テープ止めタイプ

商品名	ヒップサイズ	製品	サイズ見分け	パッケージ	詳細ページ
Rケア スーパーフィットテープ	S		S		15
	M		M		
	L		L		
テープ止めタイプ	S		S		15
	M		M		
	L		L		
	LL		LL		
スマートホールドテープ	S~M		S		14
	M~L		M		
背モレ・横モレも防ぐ テープ式	S		S		13
	M		M		
	L		L		
	LL		LL		

大人用紙おむつの品揃え インナー

パッドタイプ

商品名		サイズ	製品	バックシート	パッケージ	詳細ページ	
R ケア シリーズ	ふだんの下着に使えるパッド	13.5×45cm 45cm		白		25	
	Rケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ	2回吸収	12.5×45cm 45cm		水色		12
		4回吸収	14.5×52cm 52cm		きみどり		
		6回吸収	14.5×63cm 63cm		青		
S ケア シリーズ	Sケア長時間安心パッド	ワイドタイプ	30×56cm 56cm			21	
		ダブルブロックタイプ	30×56cm 56cm			18	
S ケア シリーズ	Sケア夜1枚安心パッド	ふつうタイプ	30×63cm 63cm			20	
		多いタイプ	30×63cm 63cm				
		多いタイプスーパー	30×63cm 63cm				
		特 に 多 い タイプ	30×63cm 63cm			21	
		10回吸収	32×63cm 63cm				
		12回吸収	32×63cm 63cm				
		Sケア前側吸収おしりさらさらパッド	28×49cm 49cm				17
Sケア軟便安心パッド	30×56cm 56cm			16			

パッドタイプ

商品名		サイズ	製品	バックシート	パッケージ	詳細ページ
昼・ 長時間用	昼安心通気パッド	ふつうタイプ	28×49cm 49cm			22
		多いタイプ ワイドロングα	32×56cm 56cm			
		特に多い タイプ	28×49cm 49cm			
両面 吸収 シート	両面吸収すきまにピッタリシート	19×36cm 36cm			22	

商品ラインナップ

アウター(パンツ・テープ)

← 少ない 吸収量 多い →

パンツ	 Rケア うす型さらさらパンツ	 Rケア うす型スーパーフィットパンツ
テープ	 スマートホールドテープ	 テープ止めタイプ
長時間	 長時間さらさらパンツ	 夜1枚安心パンツ 6回吸収

インナー(パッド)

← 少ない 吸収量 多い →

下着用	 ふだんの下着に使えるパッド
パンツ併用	 Rケア紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ 2回吸収
パッド	 Sケア長時間安心パッド 4回吸収
	 Sケア夜1枚安心パッド 6回吸収
	 Sケア夜1枚安心パッド 4回吸収
	 Sケア夜1枚安心パッド 2回吸収
	 Sケア夜1枚安心パッド 2回吸収
	 Sケア夜1枚安心パッド 2回吸収
	 Sケア夜1枚安心パッド 2回吸収
テープ併用	 産学連携商品 Sケア前側吸収おしりさらさらパッド
通常品	 昼安心通気パッド ふつつタイプ
	 昼安心通気パッド 多いタイプ
	 昼安心通気パッド 特に多いタイプ
補助商品	 両面吸収すきまにピッタリシート

ケア用品 ウェット

おしりふき	 流せるおしりふき (無香料)
	 流せるおしりふき (やさしいせっけんの香り)
	 ふきとりぬれタオル
	 からだふき
	 温められるからだふき 超大利・個包装タイプ

ご利用者様のADLに応じたおすすめのアウター選定

アテントはお客様の状態や排泄ケアに合わせて、アウターを複数の選択肢から選んでいただくことができます。

	自立度(ADL)					
	低			高		
イメージ	 ギャジアップして座位で視界を広げるところから	 テープからパンツへ吸収量が高いパンツ	 はかせやすい・はきやすい伸縮性が高いパンツ	 しっかりリハビリするためにフィット性の高いパンツ	 もしもの時の備えとしてより下着に近い紙パンツ	 布の下着へ必要に応じてパッドを使用
状態別	テープでできる自立			パンツでできる自立		
アウター例	Rケア スーパーフィットテープ	長時間さらさらパンツ	Rケア うす型さらさらパンツ	Rケア うす型スーパーフィットパンツ	超うすパンツ下着爽快	布パンツ
	パンツはご利用者様の身体状態に合わせて4種類から選択可能					

推奨併用インナーシリーズ

インナー例	Sケアシリーズ パッド	Sケアシリーズ・Rケアシリーズ	ふだんの下着に使えるパッド
			軽失禁パッド

具体的な組み合わせ

ご利用者様のおむつ使用シーン別おすすめの組み合わせ

1. テープ利用者:テープでのモレを軽減させたい方、ギャジアップからリハビリの第一歩へ



種類	アウター	パッド(昼)	パッド(夜)
パッケージ画像			
商品名	Rケアスーパーフィットテープ	Sケア長時間安心パッドダブルブロックタイプ	Sケア夜1枚安心パッド多いタイプ
おすすめポイント	動いてもおむつが伸縮することでズレやすき間ができないテープで、自立排泄に向けてサポート。	ダブル立体ギャザーで排尿をキャッチしてモレをブロック。拡散ポケットで股間部の吸収スペースを確保して尿を素早く拡散。	ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」採用。尿を素早く効率的に吸収してモレ安心。
該当ページ	15	18	20

2. 日中パンツ・夜間テープ利用者:座位の時のモレを軽減させたい方



種類	アウター(昼)	アウター(夜)	パッド(座位時)
パッケージ画像			
商品名	Rケアうす型さらさらパンツ	Rケアスーパーフィットテープ	Sケア長時間安心パッドダブルブロックタイプ
おすすめポイント	すっきりストレッチラインでパッドを押さえてズレ防止。やわらかい肌触り・はき心地。	動いてもおむつが伸縮することでズレやすき間ができないテープで、自立排泄に向けてサポート。	ダブル立体ギャザーで排尿をキャッチしてモレをブロック。拡散ポケットで股間部の吸収スペースを確保して尿を素早く拡散。
該当ページ	11	15	18

3. パンツ利用者:リハビリに集中するために動きによるモレを軽減させたい方




種類	アウター	パッド(昼)	パッド(夜)
パッケージ画像			
商品名	Rケアうす型スーパーフィットパンツ	Rケア紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ 2回吸収	Rケア紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ 6回吸収
おすすめポイント	脚まわりがボクサーパンツ形状でフィット性が高いから、ズレ・モレの心配なく「歩行」に集中いただけます。	パンツ専用パッドで動きに安心。ズレ・モレ防止。「超フィット立体ギャザー」でモレやすい座位時にも安心で、Rケアうす型さらさらパンツとの併用もおすすめ。(アテント史上最長)	ロングサイズ・高吸収量のパンツ用パッドでズレ・モレ防止。「超フィット立体ギャザー」でモレやすい座位時にも安心で、Rケアうす型さらさらパンツとの併用もおすすめ。(アテント史上最長)
該当ページ	11	12	12

※当社調べ アテント大人用紙おむつ用パンツ用パッド内 2023年11月時点




Rケアうす型さらさらパンツ

●脚まわりすっきり形状ではかせやすい・はきやすい・動きやすい



①脚まわりすっきり形状ではかせやすい・はきやすい・動きやすい

- 脚が引っかかりやすい部位をカットし、着脱性向上
- ②脚まわりダブルギャザーでモレ防止
 - 脚まわりに平面ギャザーと立体ギャザーを採用し、脚まわりのモレを低減
- ③「ストレッチライン」[®]の作用でパッドの併用性向上
 - パッド併用時はパッドを押さえてズレ防止。おしり部分がゴワつかずしっかりフィット。※:「ストレッチライン」。登録商標第6642832号
- ④ムレにくいから安心
 - 通気性シート採用で、ムレを低減し、排尿後でもお肌快適





- ⑤尿を素早く引き込んであふれモレ防止
 - 引き込みラインで、尿を素早く吸収し、あふれモレに安心
 - 逆戻りにも安心、表面さらさら



Rケアうす型スーパーフィットパンツ

●動きによるスキマを防いで、モレを低減



①脚まわりのスキマを防いでモレ防止

- おしりから太ももまでを包み込む長い股下※「ボクサー形状」
- 太ももが細めの方にもぴったり ※当社従来品比
- ②「スリム吸収体」、「ストレッチライン」[®]の作用でパッドの併用性向上
 - パッド併用時はパッドを押さえてズレ防止。※2 おしり部分がゴワつかずしっかりフィット。
 - ※1:「ストレッチライン」。登録商標第6642832号
 - ※2: Rケアうす型スーパーフィットパンツへの尿とりパッド併用率は96%(当社調べ n=249名)
- ③全面※3に糸ゴムを配置し、体の動きに合わせてフィット
 - 脚まわり・おしりまわりに多本数の糸ゴムを幅広く使い、体を動かしても包み込むようにフィット。 ※3: 吸収体部分を除く
- ④尿を素早く引き込んであふれモレ防止
 - 引き込みラインで、尿を素早く吸収し、あふれモレに安心
 - 逆戻りにも安心、表面さらさら

約8.5cmロング※
※当社、「Rケアうす型さらさらパンツ」比

全面伸縮で脚まわりにしっかりフィット

脚まわりを覆う面積
M~L: 188%, L~LL: 220%にアップ! ※
※当社従来品比

形状によるスキマの違い

従来のショーツ	Rケアうす型スーパーフィットパンツ
歩いた時にできるスキマ 脚まわりが細くなった方ではスキマがでやすく、モレやすい	歩いた時もスキマがでにくい 多本数のゴムが全面に幅広く配置されているので、体にしっかりフィット
脚まわりをやさしく包みこみ しっかりと体にフィットするから安心	

「スリム吸収体」、「ストレッチライン」[®]の作用で、歩行時着圧69%アップ※でスキマがでにくい ※当社リニューアル前品比



Rケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ


2回吸収/4回吸収/6回吸収 業務用
●動きに安心 ズレ・モレ防止



アテント史上初! 座位にもモレにくいパンツ用パッドを実現!





リハビリテーションを行う際は、「パンツにはパンツ専用パッドの併用」をおすすめします。専用パッドはパンツ内に収まり、腰まわりの動きや下肢の運動を制限せず、かつ、モレを減少させることから、モレの不安を軽減し、積極的かつ効率的なリハビリテーションを可能にします。パンツと専用パッドとの適切な組み合わせにより、快適な生活時間が生まれます。



①座位にも強い!超フィット立体ギャザー


●糸ゴム4本で構成されたアテント紙パンツ用パッド史上最「高」※「超フィット立体ギャザー」で脚まわりにしっかりフィット! 溢れモレ・スキマモレを抑制。※当社調べ 2023年11月時点



※画像はRケア 紙パンツ用パッド 座位モレも防ぐ2回吸収

②トリプル消臭機能付き

●物理的・化学的・菌増殖抑制による3つのアプローチで臭いを抑制



③超スピード吸収

●スリットが尿をパッドの中へ効率よく拡散・吸収させ、排尿口付近の逆戻りを低減

④やわらかな通気性バックシート

●通気性バックシート採用で、ムレを低減し、排尿後でもお肌快適

●布のようなやわらかい手触りの「クロスライクバックシート」

⑤脚まわりすっきり形状

●股間部にぴったりフィットし、脚まわりのモコモコ感を軽減

⑥あてやすさの工夫で簡単装着

●二つ折り形状でパッと開いて、センターラインを目印に紙パンツに装着



⑦アテント史上最長※ロングサイズ(6回吸収のみ)

●前後のモレにも安心のロングサイズ63cm 紙パンツと一緒に引き上げ簡単 ※6回吸収のみ

※当社調べ アテント大人用紙おむつパンツ用パッド内 2023年11月時点

アテント 長時間さらさらパンツ

●パンツ1枚で長時間あんしん『パッド外し』や『パッドのトイレつまり』の不安ゼロへ!

通気性シート 消臭加工

おなか側の糸ゴムの色

- Sサイズ ピンク
- M~Lサイズ 青
- L~LLサイズ 緑

長時間

Sサイズ 20枚 M~Lサイズ 20枚 L~LLサイズ 18枚

- ① 排尿後もさらさら感覚でお肌安心
 - 「さらさら感覚吸収体」で逆戻りにも安心、お肌さらさら
- ② 包み込むように面でやさしくフィット
 - やわらかくてやさしいはき心地
- ③ 長時間の使用でも安心の耐久性と吸収量
- ④ 片手で上げ下げらくらくギャザー
 - 脚まわりゴムの伸縮性が高いので簡単装着
- ⑤ 前後もサイズもわかりやすい

アテント 新商品 6回吸収/8回吸収 夜1枚安心パンツ

●夜間1枚で安心の吸収量 ●パッドなしでもずっと快適

通気性シート 消臭加工

背モレ防止ポケット

おなか側の糸ゴムの色

- Mサイズ 青
- Lサイズ 緑

長時間

6回吸収 Mサイズ 16枚 6回吸収 Lサイズ 14枚 8回吸収 Mサイズ 14枚 8回吸収 Lサイズ 12枚

- ① アテント紙パンツ史上最高の1,200cc吸収(8回吸収のみ)^{*1}
 - *1 当社調べ アテント国内大人用紙パンツ内 2024年5月時点 *2 1回の排泄量150mlとして当社測定方法による
- ② 片手で上げ下げらくらく
 - 脚まわりの伸縮性が高くひっかかりにくい
- ③ 背モレ防止ポケット採用
 - 就寝時・仰向け寝でも背中からのモレを軽減
- ④ 前後もサイズもわかりやすい

アテント 背モレ・横モレも防ぐテープ式

●背中からのモレ・脚まわりからの横モレを防ぎます

通気性シート 消臭加工

テープ

Sサイズ 34枚 Mサイズ 30枚 Lサイズ 26枚 LLサイズ 20枚

※LLサイズのみ洗いたての肌着のような香り付き。

- ① 背モレ・横モレを防止
 - 背中からの尿モレ・便モレを防ぐ「背モレ防止ポケット」
 - 脚まわりのスキマからのモレを防ぐ「横モレ防止ギャザー」
- ② つまみやすく、簡単にしっかりとまる
 - やわらかい素材で肌にやさしい「ピタッとテープ」
- ③ おむつの中心がわかりやすい
 - 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着
- ④ 幅広い体型にフィットする品揃え
 - ヒップサイズ50cm~144cmをカバー (Sサイズ) (LLサイズ)

アテント スマートホールドテープ

●使いやすいおむつで交換らくらく!着用感も快適設計!

通気性シート 消臭加工

テープ

S~Mサイズ 19枚 M~Lサイズ 22枚

どこでもピタッと!だれでも^{*1}ホールドテープ
専用フックテープを採用し、バックシート全面に貼り付け可能
1サイズの適用範囲拡大

うす型すっきり吸収体
うす型吸収体で快適性向上

立体ギャザー
肌に広い「面」で接し、
モレにくい構造

高齢化社会に伴う病院・施設の実態

高齢者は増加の一途をたどり、看護・介護者不足は深刻化
介護職員必要数(万人)

2022年度	約215万人
2026年度	約25万人不足
2040年度	約57万人不足

参考:令和6年7月12日第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274765.pdf)を加工して作成

「使いやすいおむつ」が現場をサポート!

病院・施設職員 103名に聞いた **使いやすいおむつの特徴とは?**

※自由回答からAIを使用して意見を集約

- ① フィット感・サイズ調整しやすい
・適用範囲が広い など
- ② 肌に優しい・快適性
・ムレにくい など
- ③ 着けやすい・外しやすい
・どんな体型の方でもあてやすい など
- ④ モレにくい
・立体ギャザーの性能 など

当社調べ 2025年2月 病院・施設職員へのWEB調査 n=103

① どんな方でもかんたん装着、着用感もすっきりさらさら

●『うす型すっきり吸収体』と『どこでもピタッと!だれでも^{*1}ホールドテープ』で1サイズあたりの適用範囲拡大、着けやすさUP
通気性UP、柔軟性UP^{*2}

※1 対象者:S~Mサイズ/ヒップサイズ50cm~85cm
M~Lサイズ/ヒップサイズ70cm~125cm
※2 当社テープ式背モレ・横モレも防く比 2025年5月時点

ポイント1

✓ 専用フックテープの採用により、1サイズでの適用範囲拡大
⇒おむつ選びの慣れや技術不要!職員の介護負担軽減に!
⇒姿勢に制限がある方に対して、柔軟に装着可能!

各ヒップサイズにおける装着後のテープ位置イメージ

ヒップサイズ	ヒップサイズ	ヒップサイズ
70cm	95cm	125cm

最小 M~Lサイズ:ヒップサイズ 70~125cm 最大

※S~Mサイズのイメージについては担当の営業にお問い合わせください

【適用範囲】

ヒップサイズ(cm)	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
2サイズ	当社従来品 (テープ式背モレ・横モレも防く) M 70~95 L 90~125
1サイズ	新商品 (スマートホールドテープ) M~L 70~125

⇒「従来品M・Lの2サイズ」を「新商品M~Lの1サイズ」でカバー

- ② 背モレ・横モレを防止
 - 背中からの尿モレ・便モレを防ぐ「背モレ防止ポケット」
 - 脚まわりのスキマからのモレを防ぐ「横モレ防止ギャザー」
- ③ おむつの中心がわかりやすい
 - 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着

ポイント2

✓ うす型吸収体構造で股間部の通気性UP

製品三つ折り時厚み

約25% DOWN

股間部(吸収体外)の湿度変化

測定直後から差が開き最大で6ポイント

5~6ポイント差

にがしにくい

従来品 新商品

※当社調べ 当社テープ式背モレ・横モレも防くMサイズと当社スマートホールドテープM~Lサイズとの比較 2025年3月時点

ポイント3

✓ 肌に広い「面」で接する立体ギャザーでモレにくい構造

先端2本の糸ゴムが
肌に広い「面」で接する
立体ギャザー断面模式図

使用感

実際に使用いただいた病院の職員の方のご意見

- ・サイズ選定に悩まなくて良いと感じた。
- ・腹まわりが大きく脚まわりが細い方に、どこでも止められる点が良いと感じた。
- ・サイズ調整がしやすかった。
- ・うすいのに丈夫で普段通り使用できた。

実際に使用いただいた老健の職員の方のご意見

- ④ 全面通気性シート採用
- ⑤ 消臭加工
- ⑥ 環境配慮商品
 - プラスチック使用量約12%減
※当社テープ式背モレ・横モレも防くMサイズ比 2025年5月時点



Rケアスーパーフィットテープ

●スキマを防いでぴったりフィット



Sサイズ 24枚 Mサイズ 22枚 Lサイズ 20枚

①スキマを防いでモレ防止

- 太ももまわりにぐるっとフィットする「脚まわりぐるっとギャザー」

②尿とりパッドのズレ防止

- 股間部のスキマを防ぎ「脚びたフィットゾーン」で、パッドを体に密着

③おなかまわりにやさしくフィット


- 寝たり起きたり、体の動きに合わせて伸縮する「からだびったりテープ」

④背中からのモレ防止

- 尿と軟便をせき止める「背中モレ防止立体ギャザー」※Sサイズは除く

⑤おむつの中心がわかりやすい

- 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着



テープ止めタイプ

●使いやすくてぴったりフィット



Sサイズ 22枚 Mサイズ 20枚 Lサイズ 20枚 LLサイズ 15枚

①背中からのモレ防止

- 尿と軟便をせき止める「背中モレ防止立体ギャザー」※Sサイズは除く

②装着しやすい工夫

- 体型に合わせてぴったり止められる「真ん中分かれるテープ」
- ※真ん中のミシン目を切り離し、上下のテープをクロスさせて止着すると、脚まわりや胴まわりが細い方にも、フィットさせやすくなります。

③おむつの中心がわかりやすい

- 「センターライン(中心線)」でおむつの中心と体の中心を合わせて正しく装着

軟便安心パッドとテープ止めタイプとの併用例



大量の軟便も背中モレ防止立体ギャザーがせき止め、衣類・寝具までのモレを防いでいます。 ※P15「Rケアスーパーフィットテープ」も同様です。



④幅広い体型にフィットする品揃え

- ヒップサイズ57cm~142cmをカバー (Sサイズ) (LLサイズ)



Sケア軟便安心パッド

●尿も軟便もしっかり吸収、おしり快適


2005年9月 業界で初めて発売しました



20枚 2枚



石川県立看護大学 学長 東京大学 名誉教授 真田弘美先生 共同研究成果を活用



商品サイズ 30cm × 56cm


①尿・便の付着を低減

- 3層構造で尿・便の肌付着の面積を減らし、肌刺激を低減

尿・便を吸収することで、肌への付着面積を減らし、肌刺激を低減

便を吸収する構造

- 第1層 表面シート**
軟便や下痢便も目詰まりにくい網目状のシート。2層目へ素早く引き込んで表面に残さないから、さらさら感が持続。
- 第2層 ろ過シート**
かさ高のシートで便をせき止め、水分を効率よく3層目に導いて拡がりを抑える。
- 第3層 吸収体**
1層目と2層目で引き込んだ水分をポリマーが素早く吸収。内側に封じ込め逆戻りを防止。



※イメージ図

②おむつ内ムレの低減


- 通気性バックシートで、ムレ低減

③おむつ素材による摩擦の低減


- 滑らかな表面シートで摩擦を低減

新開孔技術採用で滑らかな表面シートへ

表面シート拡大写真



表面シートの滑らかさ比較 (数値が小さいほうが滑らか)



リニューアル前 100 リニューアル後 53 ※当社調べ(n=6) ※動摩擦係数の標準偏差 ※リニューアル前を100とした場合

Sケア前側吸収おしりさらさらパッド




●前側スピード吸収でおしり快適



石川県立看護大学 学長
東京大学 名誉教授
真田弘美先生 共同研究成果を活用



38枚




①尾骨・仙骨部への尿の付着による肌刺激を低減

●前側吸収ゾーンで尿を吸収して尾骨・仙骨部に流れにくい。
スキントラブル好発部位の尾骨・仙骨部へ尿を流れにくくすることで、スキントラブル発生リスク軽減。

擬似尿による実験

排尿口付近の「前側吸収ゾーン」で尿をスポット吸収。従来パッドに比べて、おしり側への尿拡散を抑制。




②尾骨・仙骨部へ体圧がかかりにくい


●厚みを低減したおしり超うすゾーン。

尾骨・仙骨部は圧がかかりやすく圧分散のために体圧分散マットを使用されている

体圧分散マットと肌との間にあるおむつの圧がかかりすぎると、体圧分散マットの効果が最大化されない




臥床傾向にある患者さんは、尿失禁を伴うと皮膚の浸軟から褥瘡発生のリスクが高まります。ですが、前側吸収おしりさらさらパッドは前側でしっかり尿を吸収してくれるので、尾骨部や仙骨部の皮膚の浸軟が回避され褥瘡予防にも有効でした。また、尾骨部や仙骨部の範囲でパッドの厚みが低減されているので除圧効果が得られます。さらに、尿量が多い場合は、パッドの交換頻度が増えることで患者さんまたは医療者側の負担が懸念されますが、吸収量が多い前側吸収おしりさらさらパッドの使用により、パッドの交換頻度の減少に繋がります。このことから、ケア負担や経済的負担の軽減にも期待できると思います。




東京大学医学部附属病院
皮膚・排泄ケア認定看護師
佐々木早苗様

③2種類のおて方マークで簡単におてられる

●おて方マークで装着位置がわかりやすい



上手なおて方(ご使用前に必ずお読みください)



Sケア長時間安心パッド



ダブルブロックタイプ




鳥取大学医学部附属病院
共同研究成果を活用



●サッと拡散 モレをブロック



34枚



①独自形状ですき間モレ・あふれモレをブロック

●ダブル立体ギャザーで排尿をキャッチしてすき間モレをブロック
●拡散ポケットで股間部の吸収スペースを確保し尿を素早く拡散してあふれモレをブロック




ダブルブロックタイプと従来パッドでの尿の流れの違いをご覧いただけます。

こんなモレでお困りではありませんか?



モレの発生要因をダブルブロックで解決


あふれモレは、排尿口付近に圧がかかり、尿の行き場がなくなることが要因。そのため、尿の抜け道を作り尿を拡散させる構造でモレ低減。




ダブルブロックでの吸収

擬似尿による検証

背側に尿が拡散し、吸収体全体を効果的に使用して、吸収します。




※鳥取大学医学部附属病院撮影
※X線CTスキャン(コンピューター断層撮影)により、3Dで排尿拡散状況を撮影



※側臥位(脚が閉じた状態)にした男性ダミー人形にRケアスーパーフィットテープと尿とりパッドを装着して、擬似尿150ml注入後の比較
※上記X線CTスキャン画像は、左側側から見た画像

②やわらかい素材で摩擦を低減

●なめらかな表面シートと立体ギャザーの素材を採用
●肌にあたる表面シート素材を変更し、逆戻りを低減しました。



睡眠確保のためのアテントのご提案

アテントは「介護の快護化®」に向けて、Sケア夜1枚安心パッドを活用し安眠確保を重視したおむつの組み合わせをご提案します

1. 高齢者の睡眠の課題

■高齢者は特に眠りが浅く中途覚醒しやすく、睡眠不足のリスクが高い
病院施設職員の約9割が「利用者様が睡眠に課題がある」と回答（当社調べ）

【睡眠不足で起こるデメリット】

- ・認知症やフレイルの悪化
- ・脳の働きの悪化（イライラ・集中力・注意持続・記録・学習能力他）
- ・身体悪化（夜間の転倒リスク（注意持続低下・認知の低下））
- ・睡眠・覚醒リズム障害（生活リズムが崩れ日中の活動にも影響、徘徊と錯乱を伴う夜間の頻回覚醒）

高齢者の夜間のケアで実は大事なのがおむつの対応です。ただでさえ眠りが浅く中途覚醒しやすい高齢者には、おむつ交換が眠りを遮断してしまうリスクがあります。そのため、睡眠中のおむつ交換を最小限にすることが必要です。そのためには、できるだけ夜間快適で良いおむつを使うことで、おむつ交換の回数を最小限にさせていただく。そうすると睡眠が遮断される機会が減るため、おむつ交換も睡眠改善の一つのツールとして捉えていただきたいと思います。睡眠改善は、3人に1人が高齢者となる超高齢社会の日本においては重要な位置づけにあります。



広島国際大学 健康科学部長
心理学科 教授 田中秀樹先生

2. 交換回数削減によるメリット

■交換例

【交換パターン例】 Rケアスーパーフィットテープ+Sケア夜1枚安心パッドシリーズ



■メリット

<p>ご利用者様</p>	<p>健康管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夜間の睡眠を阻害しない ・生活リズムを崩さずリハビリテーションができる ・睡眠状態悪化が影響する健康リスク軽減 	<p>心理的負担軽減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・羞恥心への配慮 ・不要な露出を避けられる ・入眠中におむつ交換されること自体が不快 	<p>事故リスク防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特に夜間職員の人数が少ない時間のヒヤリハット防止
<p>職員様・病院施設様</p>	<p>ケアの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時間の創出になり、さらなるケアの充実につながる 	<p>継続可能性の高いケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体力面でも無理をしすぎない（腰痛など体の不調） ・おむつの廃棄減少でSDGsへ貢献 	<p>コスト削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・おむつ費用だけでなく、交換に関わる人件費や洗濯・廃棄代ほかトータルコストメリット削減



Sケア夜1枚安心パッド

ふつうタイプ/多いタイプ/多いタイプスーパー/特に多いタイプ




パッド（ワイド形状）



●排尿量に合わせて使い分け可能なラインナップ



ふつうタイプ 30枚 多いタイプ 30枚 多いタイプスーパー 24枚 特に多いタイプ 20枚




商品サイズ
30cm × 63cm

超スピード吸収スリット

- ①超スピード吸収スリットで尿を下層まで引き込み吸収スピード向上、あふれモレ防止
 - 2層の吸収体にスリットを設けて、モレ防止
- ②超スピード吸収スリットで体圧のかかるおしり側でも前後に拡散、横モレの防止
 - 背側まで伸びる1本スリットを配置、尿を前後に拡散しやすくモレ防止

超スピード吸収スリット

尿を素早く下層に引き込み、尿を前後に拡散



当社従来品比で大幅に吸収スピードアップ!



擬似尿150mlでの吸収スピードの比較

	当社従来品比
ふつうタイプ	2.0倍
多いタイプ	2.4倍
多いタイプスーパー	2.9倍
特に多いタイプ	3.1倍

※当社調べ 擬似尿150ml注入し、吸収するまでの時間を測定(n=5)


③「お肌ふわさらシート」採用で、肌刺激を低減

●ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」を採用



Sケア夜1枚安心パッド

10回吸収/12回吸収 業務用



スピード吸収スリット
商品サイズ 32cm × 63cm

① 10回吸収は1,500ml、12回吸収は1,800mlの吸収量

- 長時間交換できない方や交換回数を減らしたい方におすすめ
- アテント尿とりパッド史上最高の吸収量(12回吸収のみ) ※当社調べ 2023年11月現在

② スピード吸収スリットでモレ防止

- 股間部に2本のスリットで尿を素早く効率的に吸収してモレ防止

③ 「お肌ふわさらシート」採用で、肌刺激を低減※


- ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」を採用

Sケア長時間安心パッド

ワイドタイプ



- お肌への刺激をさらに少なく、そしてさらにやわらかく



スピード吸収スリット
商品サイズ 30cm × 56cm

① 肌刺激をさらに低減した吸収体※

- 肌から離れた下層吸収体で尿を素早く拡散
「逆戻りブロック吸収体」でお肌安心

② 「お肌ふわさらシート」採用で、肌刺激を低減※

- ふわふわな立体的形状でお肌に触れる面積を減らした「お肌ふわさらシート」を採用

③ 尿を素早く効率吸収してモレ安心

- 股間部に2本の「スピード吸収スリット」で仰向け・横向き寝でも尿を素早くたっぷり吸収
- 股間部にぴったりフィットしたパッドが、尿を素早く吸収してモレを防止

④ センターラインで装着しやすい工夫



※イメージ図
矢印の先端は、吸収体の「狭い方」を示します。


昼安心通気パッド

ふつうタイプ/多いタイプ ワイドロングα/特に多いタイプ



ふつうタイプ 51枚
多いタイプ 42枚
ワイドロングα 45枚

- やわらかな通気性バックシート採用で、こまめに交換される方もお肌快適



商品サイズ 32cm × 56cm

① やわらかな通気性バックシート採用

- 通気性バックシート採用で、ムレを低減
排尿後でもお肌快適
- 布のようなやわらかい手触りの「クロスライクバックシート」

通気性実験 ※当社調べ



一般的な非通気性パッド 昼安心通気パッド ※写真はふつうタイプ

(パッドの下にお湯を入れたビーカーを置き、5分経過した時の様子)

② モレを防いで安心


- おしりをしっかり包み込むワイド形状吸収体(ふつう/特に多い)、ワイドロング形状吸収体(多いタイプ ワイドロングα)
- 立体ギャザーと平面ギャザー※で脚まわりにしっかりフィット ※多いタイプ ワイドロングαは除く

③ 吸収体全面で尿を効率吸収

- すばやく吸収体全面に尿を拡散
「拡散スリット」で尿を効率よく吸収してモレ防止(ふつう/特に多い)

④ センターラインで装着しやすい工夫

- 吸収体の「狭い方」がわかりやすいデザイン



※イメージ図
矢印の先端は、吸収体の「狭い方」を示します。

両面吸収すきまにピッタリシート

- 折ったり・丸めたり 使い方自在



45枚



商品サイズ 19cm × 36cm

① 様々な使い方でスキマをうめてモレ防止

- シートのどこからでも吸収可能な「全面吸収構造」

② 吸収体の有効活用でしっかり吸収

- シートの片面から吸った尿を反対側へ透過する「尿透過構造」で、折りたたんでも重ねても吸収体を有効活用


③ コンパクトでたっぷり吸収するマルチシート

- ※必ず紙おむつや尿とりパッドと一緒にお使いください。
- ※シートの表側からも裏側からも尿を吸収します。

スキマからのモレにお困りの方に
折ったり、丸めたりして、スキマをうめます。



吸収量不足やあふれモレにお困りの方に



陰部洗浄のご提案

介護の中でも排泄ケアは、人間の尊厳に特にかかわる大変デリケートなケアです。また排泄ケアによって、介護を受ける方の生活とその質が大きく変わってしまうほど影響があります。とりわけ陰部の直接的ケアは心理的側面だけではなく、臭気やスキントラブル、感染症などのリスクにも対応する必要があります。その方の尊厳を守りながら、衛生的で気持ちの良い排泄ケアを実施することで、ご本人はもとより、介護する方にとっても負担が軽減される可能性があります。その方法の一つとして、ディスポタオルを活用した手順を説明します。



コンチネンズジャパン株式会社
専務取締役
NPO法人日本コンチネンズ協会
名誉会長
西村かおる先生

3 in 1 ケア

アテントはスキントラブル発生リスク防止のために陰部洗浄に必要な3ステップ(3 in 1)をSケアすすぎがいらぬ洗浄液でご提案します。



アテント リニューアル Sケアすすぎがいらぬ洗浄液

● 洗浄・保湿・保護の3つの機能! 陰部洗浄におすすめ



洗浄液

専用ボトル
約100本分



350ml



1000ml

専用ボトル
約285本分

製品イメージ

ほのかな
石鹸の香りつき



ふんわり吸水タオル

肌刺激の少ない
ふんわり吸水タオル(P24)との
併用がおすすめです。

① 洗浄 天然由来の洗浄成分でお肌を清潔に

● 植物由来の石けん配合

② 保湿 植物由来成分を中心に10種を採用


- 3種のヒアルロン酸配合
- 5種の和漢植物由来保湿成分配合※1
- トウモロコシ由来の保湿成分配合※2

③ 保護 2種の肌を保護する成分を採用

- セラミド様肌保護成分配合※3
- なめらか整肌成分配合※4

※1 キハダ樹皮エキス、アカヤジオウ根エキス、ヒオウギエキス、
メマツヨイグサ種子エキス、チャ葉エキス
※2 グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン
※3 (メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー
※4 ポリクオタニウム-51

すすぎ不要でお肌を清潔に保つ簡単ステップ



- ① 洗浄液ポンプ1プッシュ(約3.5ml)を適温(40℃前後)のお湯で300mlに希釈する。
- ② 希釈した洗浄液でおしりを洗い流し、タオル等で汚れを落とす。
- ③ 洗浄後、余分な水分を拭き取る。
※肌に残った洗浄液を水で洗い流す必要はありません。



ウエットティッシュ



介護用ディスポ(使い捨て)タオル

● 介護用ディスポ(使い捨て)タオルは充実のラインナップ!!



シートサイズ
22cm x 20cm

※トイレには流せません。



シートサイズ
30cm x 30cm

※トイレには流せません。



シートサイズ
30cm x 60cm

※トイレには流せません。



シートサイズ
18cm x 20cm

ふきとりぬれタオル

- 手・体・おしり・身の回りのものなど幅広く使って便利なマルチユースタイプ
- ノンアルコール、パラベン無配合
- アロエエキス、ヒアルロン酸配合

からだふき

- 医療・福祉施設でのヒアリングをもとに設定した30cm x 30cmの使いやすい大きさ
- 取り出し時にすぐに使える2つ折りタイプ
- ノンアルコール、パラベン無配合
- アロエエキス、ヒアルロン酸配合

温められるからだふき超大判・個包装タイプ

- 個包装タイプ
- 超大判(30cm x 60cm)
- ※ ホットウォーマーには48時間以上入れたままにしないでください
- ホットウォーマーや電子レンジでの温めが可能
- ※ 電子レンジで温めるときは破裂を防ぐために切り込みを入れて下さい(500Wでの温め目安:10秒)

流せるおしりふき(無香料) 流せるおしりふき(やさしいせっけんの香り)

- プラスチック蓋で片手で楽々開け閉め
- トイレに流せるから、簡単・便利
- ノンアルコール、パラベン無配合
- アロエエキス、ヒアルロン酸配合



ドライタオル



エリエール ふんわり吸水タオル

● 陰部洗浄時・おむつ交換時の水分の拭取りにドライで使える「使い捨ての紙タオル」

ふんわり柔らか

サッと吸水!

① ドライでも ふんわり柔らか素材!!

- 薄く柔らかい紙を重ねているので、ふんわり柔らか素材!

② 吸収性がよく、水分の拭取りに適しています

- 紙自体の吸収性の良さと、さらにエンボス加工を施しているため、吸収性がよく、水分を素早く吸収



シートサイズ
37.5cm x 28cm



ドライタオル



エリエール プロワイプ ストロングタオルE50・E40

● 濡らして絞って使える強度があるため、布タオルと同じように使える衛生的な「使い捨ての不織布タオル」

濡れても強い!

水に濡らすと柔らかい!

① 濡れても強度がある!!

- 濡れても強度が低下しにくい、不織布なので、布タオルのように濡らして絞って温めて使用可能

② 表面は柔らかく、しかもコシがあります

- バルブ配合の不織布なので、吸収性がよく、水分を素早く吸収できます



シートサイズ
40.5cm x 28cm



シートサイズ
19.8cm x 23cm



シートサイズ
40.5cm x 28cm



Attento ふだんの下着に使えるパッド



●安心の300ml吸収!



商品サイズ
13.5cm × 45cm


①動いてもズレにくい下着用パッド

●5点ズレ止めテープ(粘着式)で動いてもズレにくい。

②45cmの大判サイズ

③超立体ギャザー

ナチュラ 夜つけて朝あんしん 吸水パッド



商品サイズ
26cm×85cc

商品サイズ
29cm×130cc

①瞬間吸収

●瞬間吸収スリット搭載でドットと出た水分も溝で素早く吸収。*
表面の水分を残さないで濡れ感軽減。*当社測定方法による。

②ムレにくい

●寝ているときもお肌安心。全面通気性バックシートでムレ軽減。

③消臭機能

●緑茶成分配合。汗と尿のにおいをダブル消臭。



ナチュラ 吸水ショーツ




長時間でもズレ・モレ安心!

- ①下着感覚ではけるブラックカラー
- ②気軽に使える使いきりタイプ
- ③ごわつきにくい薄型フィット
- ズレ・ヨレに強く全方位守ってくれる
- ④たっぷりポリマーでスピード消臭



GOO.N スーパーBIG テープ止めタイプ パンツタイプ

●足回りからのすきまモレを防ぐスーパーBIGシリーズ



ウエストまわり 50~70cm
体重 15~35kg
脚回り 23~48cm
※適用寸法は目安。



ウエストまわり 50~70cm
体重 15~35kg
脚回り 24~52cm
※適用寸法は目安。



テープ止めタイプ

- ①足回りギャザーで、モレ安心!
- 足回りギャザーが、足回りからのモレをブロック
- ②背モレもしっかりガード
- 背中側のウエストシャーリングで、細めのウエストの方もしっかりフィットし、隙間がでにくい
- ③薄型なのに長時間しっかり吸収
- おしっこ3~4回分*をさっと吸収。吸収した尿を中にぎゅっと閉じ込めるから、逆戻りせずおしりさらさら
※1回の吸収量を120ccとしたとき

- ④選べるデザイン(全5種類)
- 年齢、性別に関係なく幅広く使えるデザイン
1パックに5種類のデザイン入り
- ⑤通気性のバックシートでムレにくい

パンツタイプ

- ①足回りをしっかりホールドし、足回りすっきり!
- 足回りすっきり形状。パッドもしっかりホールド
- ②肌にやさしいやわらかさ
- ③夜一枚でも安心の吸収量
- おしっこ3~4回分*をさっと吸収。吸収した尿を中にぎゅっと閉じ込めるから、逆戻りせずおしりさらさら
※1回の吸収量を120ccとしたとき
- ④下着のようなPOPなデザイン
- ⑤通気性のバックシートでムレにくい

GOO.N スーパーBIG 安心吸収パッド



- ①立体ギャザーで、足回りからのすきまモレ安心!
- 足回りのギャザーが立体形状になったことで、足回りに隙間がでにくい
- ②スーパーBIGテープ・パンツにすっぽり入るから装着簡単!
- アウターへ装着しやすい大きさ。さらに、ズレ止めテープが2ヶ所にあるため、すれにくい
- ③薄型なのに安心のパワフル吸収
- おしっこ2回分*をしっかり吸収し、中に閉じ込めるから、排尿後はベタつかず、おしりさらさら
※1回の吸収量を120ccとしたとき
- ④通気性のバックシートでムレにくい




商品サイズ
13.5cm×45cm




モレでお困りの方に

スーパーBIGシリーズで
セット使いをすれば、
パッドで吸収しきれない場合の
あふれモレをカバー。

- セット使いのひみつ
- Point1 テープにパッドを入れやすい。
- Point2 パッドのズレ止め2ヶ所ですれにくい。
- Point3 パッドの足回りギャザーでモレをカバー。
- Point4 パッドからあふれた場合は、
テープの足回りギャザーでモレをカバー。



アウター(テープ)にパッドをセットし、
従来品でモレが発生するまで吸収させた後の様子
※当社調べ



パッドの改良により、現行品は、
アウター+パッド全体の吸収量がアップ!
アウターの外へモレにくくなりました。

除菌できる アルコールタオル

除菌

拭くだけ簡単!身のまわり品の除菌に

ウエットティシュー

<ボトルタイプ> シートサイズ 13cm × 20cm

<大容量(バケツ)タイプ> シートサイズ 14cm × 19cm

本体100枚 つめかえ用80枚

大容量本体400枚 大容量つめかえ用400枚

- 身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去
- アロエベラ葉エキス配合
- 速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくい

超除菌できる アルコールタオル パワープラス

除菌

<ボトルタイプ> シートサイズ 13cm × 20cm

ウエットティシュー

本体70枚 つめかえ用60枚

- ウイルス・菌を除去。48時間、菌の増殖を防ぐ抗菌・防臭機能付き
- 液量たっぷりでウエット感が持続するので、1枚で拭ける範囲が広がります
- 超厚手シート ●アロエベラ葉エキス配合

除菌できる アルコールタオル ウイルス除去用

除菌

●ウイルス・菌を拭き取り除去!

ウエットティシュー

<ボトルタイプ> シートサイズ 13cm × 20cm

<大容量(バケツ)タイプ> シートサイズ 14cm × 19cm

本体80枚 つめかえ用70枚

大容量本体320枚 大容量つめかえ用320枚

- アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合。拭くだけで簡単にウイルス・菌を除去
- ウイルス除去用 ●アロエベラ葉エキス配合

消毒できる アルコールタオル

指定医薬部外品

薬用消毒

<ボトルタイプ> シートサイズ 15cm × 20cm

ウエットティシュー

本体80枚 つめかえ用70枚

- 有効成分「塩化ベンザルコニウム0.05%」を配合
- 手指をしっかりと洗浄・消毒
- 水分をたっぷり含んだふんわり厚手シートを採用。拭き応えがあり、肌触りもよいのでやさしく拭き取れます

elleair エリエール サージカルマスク

日本製 不織布マスク

ふつうサイズ

やわらかフィット 耳掛け

※イメージ図

①日本産業規格JIS T 9001適合番号取得。*1
*1 医療用マスククラスII規格適合番号M22109032

②ウイルス飛沫もしっかりブロック。*2
*2 フィルター部の捕集効率試験平均値 (ウイルス飛沫: VFE試験)

③独自の「やわらかフィット耳掛け」採用
長時間使用でも耳にやさしい。

④厚手の不織布で、へたりにくく毛羽立ちにくい。

日本産業規格	JIS T 9001
医療用マスククラスII	規格適合番号 M22109032
試験項目	PFE BFE VFE 可燃性血液/ウイルス安全衛生規格値
規格値	≥98% ≥98% ≥98% (区分1) 16.0 kPa 通気性
適合判定	○ ○ ○ ○ ○

ふつうサイズ 50枚入

elleair エリエール サージカルマスク スマートタイプ

日本製 不織布マスク

ふつうサイズ

やわらかフィット 耳掛け

※イメージ図

①日本産業規格JIS T 9001適合番号取得。*1
*1 医療用マスククラスI規格適合番号M12111014

②ウイルス飛沫もしっかりブロック。*2
*2 フィルター部の捕集効率試験平均値 (ウイルス飛沫: VFE試験)

③高通気素材採用で息がしやすい。*3
*3 当社「サージカルマスク」との比較
高い捕集性能と通気性を両立した不織布を採用。

④独自の「やわらかフィット耳掛け」採用
長時間使用でも耳にやさしい。

日本産業規格	JIS T 9001
医療用マスククラスI	規格適合番号 M12111014
試験項目	PFE BFE VFE 可燃性血液/ウイルス安全衛生規格値
規格値	≥95% ≥95% ≥95% (区分1) 10.6 kPa 通気性
適合判定	○ ○ ○ ○ ○

ふつうサイズ 50枚入

エルヴェール TOILET TISSUE PAPER TOWEL

エルヴェール リサイクルパルプ使用

パック

シングル

エルヴェールトイレットティシュー シングル170m6R (芯なし)
ロール寸法:107mm×170m

エルヴェールトイレットティシュー シングル200m6R (芯なし)
ロール寸法:107mm×200m

エルヴェール PAPER TOWEL リサイクルパルプ使用

シングル

小判サイズ

エルヴェールペーパータオルエコ シングル200枚(小判)
シート寸法:170×220mm

エルヴェールペーパータオルエコスマート シングル200枚(小判)
シート寸法:170×210mm

中判サイズ

エルヴェールペーパータオルエコ シングル200枚(中判)
シート寸法:230×220mm

エルヴェールペーパータオルエコスマート シングル200枚(中判)
シート寸法:230×210mm


パンツタイプ




<p>アデント Rケア うす型さらさらパンツ S 22枚 業務用 P11</p> <p>リニューアル</p>  <p>A T R ウ ス サ ラ P S 2 2 G</p> <p>4 902011 769593</p> <p>《伝》アデントRケアうす型さらさらPS22G 《I》2 4902011 769597 《品》21001980 個装入数 22枚 ケース入数 3パック 【個装】325×225×185mm 936g 【ケース】384×576×230mm 3.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 52~75cm</p>


<p>アデント Rケア うす型さらさらパンツ M-L 22枚 業務用 P11</p> <p>リニューアル</p>  <p>A T R ウ ス サ ラ P M 2 2 G</p> <p>4 902011 769609</p> <p>《伝》アデントRケアうす型さらさらPM22G 《I》2 4902011 769603 《品》21001981 個装入数 22枚 ケース入数 3パック 【個装】325×225×185mm 938g 【ケース】384×576×230mm 3.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 60~95cm</p>

<p>アデント Rケア うす型さらさらパンツ L-LL 20枚 業務用 P11</p> <p>リニューアル</p>  <p>A T R ウ ス サ ラ P L 2 0 G</p> <p>4 902011 769616</p> <p>《伝》アデントRケアうす型さらさらPL20G 《I》2 4902011 769610 《品》21001982 個装入数 20枚 ケース入数 3パック 【個装】360×235×185mm 944g 【ケース】384×576×230mm 3.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 80~125cm</p>

<p>アデント Rケア スーパーフィットテープ L 20枚 業務用 P15</p>  <p>A T R テ レ 2 0 G</p> <p>4 902011 770100</p> <p>《伝》アデントRケアSFテープL20G 《I》1 4902011 770107 《品》20773010 個装入数 20枚 ケース入数 3パック 【個装】296×405×205mm 2.409g 【ケース】308×620×410mm 8.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 80~125cm</p>
--

<p>アデント テープ止めタイプ S 22枚 業務用 P15</p>  <p>A T テ ー プ S 2 2 G</p> <p>4 902011 768237</p> <p>《伝》アデントテープドメタイプS22G 《I》1 4902011 768234 《品》20763823 個装入数 22枚 ケース入数 3パック 【個装】230×375×190mm 1.644g 【ケース】245×590×396mm 5.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 57~75cm</p>
--


<p>アデント テープ止めタイプ M 20枚 業務用 P15</p>  <p>A T テ ー プ M 2 0 G</p> <p>4 902011 761030</p> <p>《伝》アデントテープドメタイプM20G 《I》1 4902011 761037 《品》21001176 個装入数 20枚 ケース入数 4パック 【個装】260×314×200mm 1.724g 【ケース】280×635×406mm 7.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 65~100cm</p>


<p>アデント テープ止めタイプ L 20枚 業務用 P15</p>  <p>A T テ ー プ L 2 0 G</p> <p>4 902011 120219</p> <p>《伝》アデントテープドメタイプL20G 《I》1 4902011 120216 《品》21001634 個装入数 20枚 ケース入数 4パック 【個装】310×314×200mm 1.870g 【ケース】329×635×406mm 8.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 80~125cm</p>

<p>アデント Rケア うす型スーパーフィットパンツ M-L 22枚 業務用 P11</p> <p>リニューアル</p>  <p>A T R ハ ン ツ M 2 2 G</p> <p>4 902011 106732</p> <p>《伝》アデントRケアうす型SFパンツM22G 《I》2 4902011 106736 《品》21001983 個装入数 22枚 ケース入数 3パック 【個装】345×263×155mm 1.077g 【ケース】372×530×265mm 3.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 60~95cm</p>


<p>アデント Rケア うす型スーパーフィットパンツ L-LL 20枚 業務用 P11</p> <p>リニューアル</p>  <p>A T R ハ ン ツ L 2 0 G</p> <p>4 902011 106749</p> <p>《伝》アデントRケアうす型SFパンツL20G 《I》2 4902011 106743 《品》21001984 個装入数 20枚 ケース入数 3パック 【個装】355×260×165mm 1.074g 【ケース】372×530×265mm 3.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 80~125cm</p>

<p>アデント 長時間さらさらパンツ S 20枚 業務用 P13</p>  <p>A T チ ョ ジ カ ン P S 2 0 G</p> <p>4 902011 770568</p> <p>《伝》アデントチョウジカンパンツS20G 《I》1 4902011 770565 《品》21001646 個装入数 20枚 ケース入数 3パック 【個装】340×250×185mm 1.374g 【ケース】356×560×255mm 4.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 52~75cm</p>
--


<p>アデント 長時間さらさらパンツ M-L 20枚 業務用 P13</p>  <p>A T チ ョ ジ カ ン P M 2 0 G</p> <p>4 902011 770575</p> <p>《伝》アデントチョウジカンパンツM20G 《I》1 4902011 770572 《品》21001647 個装入数 20枚 ケース入数 3パック 【個装】340×250×185mm 1.375g 【ケース】356×560×255mm 4.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 60~95cm</p>
--

<p>アデント テープ止めタイプ LL 15枚 業務用 P15</p>  <p>A T テ ー プ L L 1 5 G</p> <p>4 902011 768244</p> <p>《伝》アデントテープドメタイプLL15G 《I》1 4902011 768241 《品》20763824 個装入数 15枚 ケース入数 4パック 【個装】310×265×200mm 1.559g 【ケース】329×550×426mm 7.1kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 84~142cm</p>

<p>アデント スマートホールドテープ S-M 19枚 業務用 P14</p>  <p>A T ス マ ホ T S M 1 9 G</p> <p>4 902011 119770</p> <p>《伝》ATスマートホールドテープSM19G 《I》1 4902011 119777 《品》21001575 個装入数 19枚 ケース入数 4パック 【個装】241×307×161mm 945g 【ケース】320×515×340mm 4.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 50~85cm</p>

<p>アデント スマートホールドテープ M-L 22枚 業務用 P14</p>  <p>A T ス マ ホ T M L 2 2 G</p> <p>4 902011 119787</p> <p>《伝》ATスマートホールドテープML22G 《I》1 4902011 119784 《品》21001576 個装入数 22枚 ケース入数 3パック 【個装】266×365×196mm 1.427g 【ケース】280×615×385mm 5.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 70~125cm</p>
--

<p>アデント テープ式 M 30枚 背モレ・横モレも防ぐ 業務用 P13</p>  <p>A テ ン ト M 3 0 G</p> <p>4 902011 761023</p> <p>《伝》アデントテープドM30G 《I》1 4902011 761020 《品》20763658 個装入数 30枚 ケース入数 2パック 【個装】260×520×210mm 3.181g 【ケース】275×535×436mm 7.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 70~95cm</p>

<p>アデント 長時間さらさらパンツ L-LL 18枚 業務用 P13</p>  <p>A T チ ョ ジ カ ン P L L 1 8 G</p> <p>4 902011 770582</p> <p>《伝》アデントチョウジカンパンツL18G 《I》1 4902011 770589 《品》21001648 個装入数 18枚 ケース入数 3パック 【個装】340×250×185mm 1.354g 【ケース】356×560×255mm 4.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 80~125cm</p>
--

<p>アデント 夜1枚安心パンツバンドなしでずっと快適 6回吸収 男女共用 M16枚 新商品 P13</p>  <p>A ヨ ル 1 P 6 カ イ M 1 6</p> <p>4 902011 122404</p> <p>《伝》アデントヨル1マイパンツ6カイM16 《I》1 4902011 122401 《品》21001787 個装入数 16枚 ケース入数 3パック 【個装】345×245×185mm 1.213g 【ケース】356×560×255mm 4.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 60~95cm 後処理テープ付き</p>

<p>アデント 夜1枚安心パンツバンドなしでずっと快適 6回吸収 男女共用 L14枚 新商品 P13</p>  <p>A ヨ ル 1 P 6 カ イ L 1 4</p> <p>4 902011 122428</p> <p>《伝》アデントヨル1マイパンツ6カイL14 《I》1 4902011 122425 《品》21001788 個装入数 14枚 ケース入数 3パック 【個装】345×245×185mm 1.157g 【ケース】356×560×255mm 4.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 80~125cm 後処理テープ付き</p>
--

<p>アデント 夜1枚安心パンツバンドなしでずっと快適 8回吸収 男女共用 M14枚 P13</p>  <p>A ヨ 1 P M 1 4 B</p> <p>4 902011 775761</p> <p>《伝》アデントヨル1マイパンツM14B 《I》1 4902011 775768 《品》21001689 個装入数 14枚 ケース入数 3パック 【個装】340×245×185mm 1.278g 【ケース】356×560×255mm 4.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 60~95cm 後処理テープ付き</p>
--

<p>アデント テープ式 L 26枚 背モレ・横モレも防ぐ 業務用 P13</p>  <p>A テ ン ト L 2 6 G</p> <p>4 902011 761047</p> <p>《伝》アデントテープドL26G 《I》1 4902011 761044 《品》20763659 個装入数 26枚 ケース入数 2パック 【個装】294×510×210mm 3.457g 【ケース】315×520×430mm 7.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 90~125cm</p>
--

<p>アデント 背モレ・横モレも防ぐテープ式 S34枚 P13</p>  <p>A テ ン ト S 3 4</p> <p>4 902011 103250</p> <p>《伝》アデントテープドMS34 《I》1 4902011 103257 《品》21000252 個装入数 34枚 ケース入数 2パック 【個装】462×306×170mm 2.970g 【ケース】320×465×355mm 6.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 50~75cm</p>

<p>アデント 背モレ・横モレも防ぐテープ式 LL20枚 P13</p>  <p>A テ ン ト L L 2 0</p> <p>4 902011 103274</p> <p>《伝》アデントテープドML20 《I》1 4902011 103271 《品》21000258 個装入数 20枚 ケース入数 2パック 【個装】294×465×210mm 2.666g 【ケース】315×480×430mm 6.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 90~144cm</p>

パッドタイプ



<p>アデント 夜1枚安心パンツバンドなしでずっと快適 8回吸収 男女共用 L12枚 P13</p>  <p>A ヨ 1 P L 1 2 B</p> <p>4 902011 775778</p> <p>《伝》アデントヨル1マイパンツL12B 《I》1 4902011 775775 《品》21001710 個装入数 12枚 ケース入数 3パック 【個装】340×245×185mm 1.177g 【ケース】356×560×255mm 4.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 ウエストまわり 80~125cm 後処理テープ付き</p>

テープ止めタイプ



<p>アデント Rケア スーパーフィットテープ S 24枚 業務用 P15</p>  <p>A T R テ S 2 4 G</p> <p>4 902011 770087</p> <p>《伝》アデントRケアSFテープS24G 《I》1 4902011 770084 《品》20773008 個装入数 24枚 ケース入数 3パック 【個装】225×437×195mm 1.929g 【ケース】239×594×444mm 6.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 57~75cm</p>

<p>アデント Rケア スーパーフィットテープ M 22枚 業務用 P15</p>  <p>A T R テ M 2 2 G</p> <p>4 902011 770094</p> <p>《伝》アデントRケアSFテープM22G 《I》1 4902011 770091 《品》20773009 個装入数 22枚 ケース入数 3パック 【個装】266×428×200mm 2.278g 【ケース】276×608×434mm 7.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 ヒップサイズ 65~95cm</p>

<p>アデント Rケア 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ 2回吸収 48枚 業務用 P12</p>  <p>A R P P D サ イ 4 8 G</p> <p>4 902011 775754</p> <p>《伝》ATRケアパンツPDサイモレ48G 《I》1 4902011 775751 《品》21001052 個装入数 48枚 ケース入数 3パック 【個装】416×258×131mm 1.401g 【ケース】435×410×275mm 4.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 45cm 12.5×45cm スレ止めテープ付き(ワタチ式2所)</p>





<p>アデント Rケア 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ 4回吸収 28枚 業務用 P12</p>  <p>A R P P D サ イ 2 8 G</p> <p>4 902011 112627</p> <p>《伝》ATRケアパンツPDサイモレ28G 《I》1 4902011 112624 《品》21001396 個装入数 28枚 ケース入数 8パック 【個装】228×395×144mm 1.287g 【ケース】475×590×406mm 11.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 52cm 14.5×52cm スレ止めテープ付き(ワタチ式2所)</p>
--





<p>アデント Rケア 紙パンツ用パッド座位モレも防ぐ 6回吸収 18枚 業務用 P12</p>  <p>A R P P D サ イ 1 8 G</p> <p>4 902011 112634</p> <p>《伝》ATRケアパンツPDサイモレ18G 《I》1 4902011 112631 《品》21001054 個装入数 18枚 ケース入数 6パック 【個装】288×320×143mm 1.256g 【ケース】587×435×340mm 8.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 14.5×63cm スレ止めテープ付き(ワタチ式2所)</p>





<p>アデント 両面吸収すまみにビックリシート 45枚 業務用 P22</p>  <p>A T リ ョ ウ P D 4 5 G</p> <p>4 902011 762983</p> <p>《伝》アデントリョウメンキュウシュウPD45G 《I》1 4902011 762980 《品》20763298 個装入数 45枚 ケース入数 8パック 【個装】263×275×110mm 1.277g 【ケース】538×453×291mm 11.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 36cm 19×36cm</p>
--




※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
★品質管理ナンバー印字:段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
★品質管理ナンバー印字:段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

<p>アテント 昼安心通気パッド ふつうタイプ 51枚 業務用 P22</p>  <p>ATヒルツPフ51G</p> <p>4 902011 771114</p> <p>《伝》アテントヒルツキPフ51G 《I》1 4902011 771111 《品》20773111 個装入数 51枚 ケース入数 6パック 【個装】270×325×146mm 1.881g 【ケース】570×451×346mm 12.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 49cm 28×49cm</p>	<p>アテント 昼安心通気パッド 多いタイプ ワイドロングα 42枚 業務用 P22</p>  <p>ATヒルPWLアル42G</p> <p>4 902011 123807</p> <p>《伝》ATヒルツPワイドロングアル42G 《I》1 4902011 123804 《品》21001880 個装入数 42枚 ケース入数 3パック 【個装】276×350×176mm 1.876g 【ケース】289×535×356mm 6.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 56cm 32×56cm</p>	<p>アテント 昼安心通気パッド 特に多いタイプ 45枚 業務用 P22</p>  <p>ATヒルPDDト45G</p> <p>4 902011 770483</p> <p>《伝》アテントヒルツキPトクオオ45G 《I》1 4902011 770480 《品》20773537 個装入数 45枚 ケース入数 6パック 【個装】279×325×145mm 2.059g 【ケース】567×451×331mm 13.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 49cm 28×49cm</p>	<p>アテントSケア 長時間安心パッド ワイドタイプ 36枚 業務用 P21</p>  <p>ATISワイPD36G</p> <p>4 902011 768220</p> <p>《伝》アテントSケアチョウワイド36G 《I》1 4902011 768227 《品》20773522 個装入数 36枚 ケース入数 4パック 【個装】293×340×180mm 1.829g 【ケース】595×369×346mm 8.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 56cm 30×56cm</p>
--	--	--	--

<p>アテントSケア 長時間安心パッド ダブルブロックタイプ 34枚 業務用 P18</p>  <p>ATSDIBPD34G</p> <p>4 902011 119237</p> <p>《伝》アテントSケアチョウDブロック34G 《I》1 4902011 119234 《品》21001539 個装入数 34枚 ケース入数 4パック 【個装】291×344×178mm 1.964g 【ケース】595×369×351mm 8.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 56cm 30×56cm</p>	<p>アテントSケア 夜1枚安心パッド ふつうタイプ 30枚 業務用 P20</p>  <p>ATISNPIDフ30G</p> <p>4 902011 105285</p> <p>《伝》アテントSケアヨル1フ30G 《I》1 4902011 105282 《品》21000445 個装入数 30枚 ケース入数 4パック 【個装】285×325×201mm 1.897g 【ケース】582×408×331mm 8.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 30×63cm</p>	<p>アテントSケア 夜1枚安心パッド 多いタイプ 30枚 業務用 P20</p>  <p>ATISNPIDオ30G</p> <p>4 902011 105292</p> <p>《伝》アテントSケアヨル1オオイ30G 《I》1 4902011 105299 《品》21000446 個装入数 30枚 ケース入数 3パック 【個装】292×398×201mm 2.367g 【ケース】304×609×410mm 8.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 30×63cm</p>	<p>アテントSケア 夜1枚安心パッド 多いタイプスーパー 24枚 業務用 P20</p>  <p>ASINPオSP24G</p> <p>4 902011 105315</p> <p>《伝》アテントSケアヨル1オスーパー24G 《I》1 4902011 105312 《品》21000447 個装入数 24枚 ケース入数 4パック 【個装】285×325×201mm 2.098g 【ケース】580×408×331mm 9.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 30×63cm</p>
--	---	---	---

<p>アテントSケア 夜1枚安心パッド 特に多いタイプ 20枚 業務用 P20</p>  <p>ATISNPID20G</p> <p>4 902011 105308</p> <p>《伝》アテントSケアヨル1トクオオ20G 《I》1 4902011 105305 《品》21000448 個装入数 20枚 ケース入数 4パック 【個装】285×302×201mm 1.931g 【ケース】582×408×309mm 8.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 30×63cm</p>	<p>アテントSケア 夜1枚安心パッド 10回吸収 16枚 業務用 P21</p>  <p>ATISヨルIPDI16G</p> <p>4 902011 106756</p> <p>《伝》アテントSケアヨル1PD10カイ16G 《I》1 4902011 106753 《品》21000542 個装入数 16枚 ケース入数 4パック 【個装】287×286×198mm 1.843g 【ケース】560×408×293mm 8.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 32×63cm</p>	<p>アテントSケア 夜1枚安心パッド 12回吸収 14枚 業務用 P21</p>  <p>ATISヨルIPDI14G</p> <p>4 902011 106763</p> <p>《伝》アテントSケアヨル1PD12カイ14G 《I》1 4902011 106760 《品》21000543 個装入数 14枚 ケース入数 4パック 【個装】287×286×198mm 1.752g 【ケース】560×408×293mm 7.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 63cm 32×63cm</p>	<p>アテントSケア 前側吸収 おしりさらさらパッド 38枚 業務用 P17</p>  <p>AITオシリPD38G</p> <p>4 902011 115994</p> <p>《伝》アテントSケアオシリサラサラPD38G 《I》1 4902011 115991 《品》21001286 個装入数 38枚 ケース入数 4パック 【個装】300×370×140mm 2.264g 【ケース】316×575×390mm 10.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 48cm 28×49cm</p>
--	--	---	--

<p>アテントSケア 軟便安心パッド 20枚 業務用 P16</p>  <p>ATナンベン20G</p> <p>4 902011 761115</p> <p>《伝》アテントSケアナンベンパッド20G 《I》1 4902011 761112 《品》20774010 個装入数 20枚 ケース入数 4パック 【個装】288×265×180mm 1.346g 【ケース】586×391×273mm 6.1kg 希望小売価格 — 商品仕様 56cm 30×56cm</p>	<p>アテントSケア 軟便安心パッド 2枚 業務用 P16</p>  <p>ATナンベン2G</p> <p>4 902011 761122</p> <p>《伝》アテントSケアナンベンパッド2G 《I》1 4902011 761129 《品》20774011 個装入数 2枚 ケース入数 10パック 【個装】180×140×67mm 137g 【ケース】199×350×295mm 1.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 56cm 30×56cm</p>	<p>アテント ふだんの下着に使えるパッド 300ml 24枚 P25</p>  <p>ATシクキPD300</p> <p>4 902011 105018</p> <p>《伝》アテントフダンノシタキPD300 《I》1 4902011 105015 《品》21000457 個装入数 24枚 ケース入数 8パック 【個装】200×230×135mm 647g 【ケース】425×568×250mm 5.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 45cm 13.5×45cm 吸収量 300ml 5点スレ止めテープ付き(粘着式)</p>
---	---	--

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
★品質管理ナンバー印字:段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

<p>ナチュラル 吸水ショーツ M~L ~150cc 7枚 P25</p>  <p>ナチSIBK150ML7</p> <p>4 902011 122114</p> <p>《伝》ナチュラルショーツBK150cc7ML 《I》1 4902011 122111 《品》21001791 個装入数 7枚 ケース入数 18パック 【個装】145×155×123mm 251g 【ケース】300×484×335mm 5.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 吸収量目安 ~150cc ウエストまわり 64~90cm</p>	<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド20.5cm30cc 24枚 P25</p>  <p>ナチアサC30A24</p> <p>4 902011 111125</p> <p>《伝》ナチュラルアサ20.5cm30ccA24 《I》1 4902011 111122 《品》21000975 個装入数 24枚 ケース入数 24パック 【個装】172×120×82mm 150g 【ケース】346×386×369mm 4.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 20.5cm 30cc</p>	<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド24cm50cc 20枚 P25</p>  <p>ナチアサD50A20</p> <p>4 902011 111149</p> <p>《伝》ナチュラルアサ24cm50ccA20 《I》1 4902011 111146 《品》21000976 個装入数 20枚 ケース入数 24パック 【個装】184×133×98mm 181g 【ケース】300×531×403mm 5.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 24cm 50cc</p>	<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド26cm85cc 20枚 P25</p>  <p>ナチアサE85A20</p> <p>4 902011 111163</p> <p>《伝》ナチュラルアサ26cm85ccA20 《I》1 4902011 111160 《品》21000977 個装入数 20枚 ケース入数 24パック 【個装】200×123×90mm 224g 【ケース】274×534×446mm 6.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 26cm 85cc</p>
---	--	--	--

<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド29cm130cc 16枚 P25</p>  <p>ナチアサF130A16</p> <p>4 902011 111187</p> <p>《伝》ナチュラルアサ29cm130ccA16 《I》1 4902011 111184 《品》21000978 個装入数 16枚 ケース入数 18パック 【個装】210×135×97mm 249g 【ケース】291×449×424mm 5.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 29cm 130cc</p>	<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド33cm180cc 14枚 P25</p>  <p>ナチアサG180A14</p> <p>4 902011 111200</p> <p>《伝》ナチュラルアサ33cm180ccA14 《I》1 4902011 111207 《品》21000979 個装入数 14枚 ケース入数 16パック 【個装】214×165×104mm 310g 【ケース】415×451×339mm 5.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 33cm 180cc</p>	<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド36cm210cc 12枚 P25</p>  <p>ナチアサH210A12</p> <p>4 902011 111224</p> <p>《伝》ナチュラルアサ36cm210ccA12 《I》1 4902011 111221 《品》21000980 個装入数 12枚 ケース入数 16パック 【個装】213×165×103mm 300g 【ケース】410×449×354mm 5.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 36cm 210cc</p>	<p>ナチュラル 夜つけて朝あんしん 吸水パッド36cm310cc 10枚 P25</p>  <p>ナチアサH310A10</p> <p>4 902011 121414</p> <p>《伝》ナチュラルアサ36cm310ccA10 《I》1 4902011 121411 《品》21001733 個装入数 10枚 ケース入数 18パック 【個装】210×139×98mm 295g 【ケース】311×449×424mm 6.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 36cm 310cc</p>
--	---	---	--

<p>グーン スーパー-BIGテープ止めタイプ 28枚 P26</p>  <p>クーンSIB28</p> <p>4 902011 745009</p> <p>《伝》グーンスーパー-BIG28/16A 《I》1 4902011 745006 《品》20753858 個装入数 28枚 ケース入数 4パック 【個装】353×269×190mm 1.770g 【ケース】368×550×400mm 8.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重目安 15~35kg ウエストまわり 50~70cm</p>	<p>グーン スーパー-BIGパンツタイプ 14枚 P26</p>  <p>クーンSIBP14</p> <p>4 902011 743081</p> <p>《伝》グーンスーパー-BIGP14/16A 《I》1 4902011 743088 《品》20753859 個装入数 14枚 ケース入数 6パック 【個装】210×255×196mm 818g 【ケース】439×610×280mm 6.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重目安 15~35kg ウエストまわり 50~70cm</p>	<p>グーン スーパー-BIG 安心吸収パッド 26枚 P26</p>  <p>クーンSIBPD26</p> <p>4 902011 745269</p> <p>《伝》グーンスーパー-BIGPD26/16A 《I》1 4902011 745266 《品》20753860 個装入数 26枚 ケース入数 6パック 【個装】208×251×134mm 856g 【ケース】429×421×263mm 5.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 45cm 13.5×45cm</p>
---	---	---

<p>グーン ゆるんちモレ0へ 新生児用68枚 P25</p>  <p>クーンユルウンチNB68</p> <p>4 902011 124293</p> <p>《伝》グーンユルウンチNB68/26A 《I》1 4902011 124290 《品》21001888 個装入数 68枚 ケース入数 4パック 【個装】321×321×125mm 1.296g 【ケース】357×520×340mm 6.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重目安 ~5.0kg</p>	<p>グーン ゆるんちモレ0へ 新生児用2枚 P25</p>  <p>クーンユルウンチNB2</p> <p>4 902011 124811</p> <p>《伝》グーンユルウンチNB2/26A 《I》1 4902011 124818 《品》21001950 個装入数 2枚 ケース入数 36パック 【個装】230×145×32mm 41g 【ケース】262×411×276mm 1.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重目安 ~5.0kg</p>	<p>グーン ゆるんちモレ0へ Sサイズ2枚 P25</p>  <p>クーンユルウンチS2</p> <p>4 902011 124828</p> <p>《伝》グーンユルウンチS2/26A 《I》1 4902011 124825 《品》21001951 個装入数 2枚 ケース入数 36パック 【個装】250×145×33mm 46g 【ケース】262×471×276mm 2.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重目安 4.0~8.0kg</p>
---	--	---

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
★品質管理ナンバー印字:段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。

<p>グリーン ゆるうんちモレ0へ Mサイズ 2枚</p> <p>新商品</p> 
<p>クーンユルウンチM2</p>  <p>4 902011 124835</p> <p>《伝》グリーンユルウンチM2/26A 《I》1 4902011 124832 《品》21001952 個装入数 2枚 ケース入数 36パック 【個装】260×145×33mm 55g 【ケース】249×486×306mm 2.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重大目安 6.0~11kg</p>



<p>グリーン ゆるうんちモレ0へパンプ Mサイズ 2枚</p> <p>新商品</p> 
<p>クーンユルウンチPM2</p>  <p>4 902011 124842</p> <p>《伝》グリーンユルウンチPM2/26A 《I》1 4902011 124849 《品》21001953 個装入数 2枚 ケース入数 36パック 【個装】280×175×26mm 60g 【ケース】305×510×321mm 2.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重大目安 6.0~12kg</p>

<p>グリーン 長時間でもモレ0へパンプ Lサイズ 2枚</p> <p>新商品</p> 
<p>G.O.チヨウシカンPL2</p>  <p>4 902011 124859</p> <p>《伝》グリーンチヨウジカンPL2/26A 《I》1 4902011 124856 《品》21001954 個装入数 2枚 ケース入数 36パック 【個装】295×180×32mm 60g 【ケース】295×520×321mm 3.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重大目安 9.0~14kg</p>

<p>グリーン 長時間でもモレ0へパンプ BIGサイズ 2枚</p> <p>新商品</p> 
<p>G.O.チヨウシカンPB2</p>  <p>4 902011 124866</p> <p>《伝》グリーンチヨウジカンPB2/26A 《I》1 4902011 124863 《品》21001955 個装入数 2枚 ケース入数 36パック 【個装】285×180×32mm 70g 【ケース】295×530×321mm 3.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 体重大目安 12~22kg</p>

<p>エリエールプロワイプ スロングタオル E50 ハンディ100</p> <p>P24</p> 
<p>EプロストE50ハン</p>  <p>4 902011 704297</p> <p>《伝》EプロワイプスロングE50ハン 《I》1 4902011 704294 《品》20703429 個装入数 100枚 ケース入数 16パック 【個装】90×250×105mm 237g 【ケース】350×440×250mm 4.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 198×230mm</p>

<p>エリエールプロワイプ スロングタオル E40 ホワイトホリ包装50</p> <p>P24</p> 
<p>EプロストE40ホ</p>  <p>4 902011 824919</p> <p>《伝》EプロストロングE40ホリ50 《I》1 4902011 824916 《品》20823491 個装入数 50枚 ケース入数 24パック 【個装】80×205×150mm 237g 【ケース】305×448×430mm 6.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×280mm</p>

<p>エリエールプロワイプ スロングタオル E60 ホワイト ホリ包装50</p> 
<p>EプロストE60ホワイ</p>  <p>4 902011 621662</p> <p>《伝》EプロワイプスロングE60ホワイ 《I》010 4902011 621661 《品》20623166 個装入数 50枚 ケース入数 18パック 【個装】100×205×140mm 347g 【ケース】300×448×430mm 7.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×280mm</p>

<p>エリエールプロワイプ スロングタオル E60 ハンディ100</p> 
<p>EプロストE60ハン100</p>  <p>4 902011 622379</p> <p>《伝》EプロストロングE60ハンディ100 《I》010 4902011 622378 《品》20623237 個装入数 100枚 ケース入数 16パック 【個装】85×105×250mm 282g 【ケース】350×440×250mm 5.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 198×230mm</p>


<p>グリーン よこれスッキリ厚手おしりふき 60枚×3P</p> <p>リニューール</p> 
<p>G.O.ヨコレスッキリ3P</p>  <p>4 902011 833782</p> <p>《伝》グリーンヨコレスッキリ3P/26A 《I》2 4902011 833786 《品》21001988 個装入数 3枚 ケース入数 12パック 【個装】150×145×110mm 869g 【ケース】226×475×330mm 10.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×19cm</p>

<p>グリーン 水分たっぷりおしりふき 70枚×3P</p> <p>リニューール</p> 
<p>G.O.スイフイン3P</p>  <p>4 902011 831900</p> <p>《伝》GOスイブナップリ3P/26A 《I》2 4902011 831904 《品》21001994 個装入数 3枚 ケース入数 12パック 【個装】111×145×110mm 779g 【ケース】230×475×226mm 9.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×18cm</p>

清拭用品



<p>アテント ふきとりぬれタオル 70枚</p> <p>P24</p> 
<p>アテントフキトリ70</p>  <p>4 902011 731347</p> <p>《伝》アテントフキトリヌレタオル70 《I》1 4902011 731344 《品》20833046 個装入数 70枚 ケース入数 12パック 【個装】50×290×105mm 474g 【ケース】173×490×230mm 6.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 22×20cm</p>

<p>エリエール プロワイプ スロングタオル E70 ホワイトホリ包装340×350</p> 
<p>EプロストE70W340</p>  <p>4 902011 826166</p> <p>《伝》EプロストロングE70ホワイト340 《I》1 4902011 826163 《品》20823616 個装入数 50枚 ケース入数 18パック 【個装】90×178×173mm 427g 【ケース】279×551×371mm 8.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 340×350mm</p>

ハウスホールドケア用品



<p>エリエール 薬用 消毒できるアルコールタオル 本体 80枚</p> <p>P27</p>  <p style="text-align: right;">※指定医薬部外品</p>
<p>Eシヨウトクホン80</p>  <p>4 902011 733150</p> <p>《伝》Eシヨウトクホンホントイ80マイ 《I》1 4902011 733157 《品》20833116 個装入数 80枚 ケース入数 12個 【個装】177×114×114mm 477g 【ケース】192×467×355mm 6.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 15×20cm</p>


<p>エリエール 薬用 消毒できるアルコールタオル つめかえ用 70枚</p> <p>P27</p>  <p style="text-align: right;">※指定医薬部外品</p>
<p>Eシヨウトクカエ70</p>  <p>4 902011 733167</p> <p>《伝》Eシヨウトクホンツメカエ70マイ 《I》1 4902011 733164 《品》20833117 個装入数 70枚 ケース入数 24パック 【個装】180×100×50mm 334g 【ケース】170×475×300mm 8.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 15×20cm</p>

<p>アテント からだふき 30枚</p> <p>P24</p> 
<p>アテントカラダフキ30</p>  <p>4 902011 730227</p> <p>《伝》アテントカラダフキ30 《I》1 4902011 730224 《品》20833173 個装入数 30枚 ケース入数 12パック 【個装】70×240×110mm 442g 【ケース】220×370×235mm 5.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 30×30cm</p>


<p>アテント 温められるからだふき 超大量・個包装タイプ 25本</p> <p>P24</p> 
<p>アテントウェットコホソウフクロ25</p>  <p>4 902011 733273</p> <p>《伝》アテントウェットコホソウフクロ25 《I》1 4902011 733270 《品》20733784 個装入数 25枚 ケース入数 6パック 【個装】190×170×75mm 525g 【ケース】260×335×210mm 3.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 30×60cm</p>

<p>アテント 流せるおしりふき 無香料 72枚</p> <p>P24</p> 
<p>アテントナガオシリム72</p>  <p>4 902011 733594</p> <p>《伝》アテントナガセルオシリフキム72 《I》1 4902011 733591 《品》20833064 個装入数 72枚 ケース入数 12パック 【個装】50×245×110mm 357g 【ケース】235×345×200mm 4.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 18×20cm</p>

<p>アテント 流せるおしりふき やさしいせっけんの香り 72枚</p> <p>P24</p> 
<p>アテントナガオシリセ72</p>  <p>4 902011 733600</p> <p>《伝》アテントナガセルオシリフキセッケン72 《I》1 4902011 733607 《品》20833065 個装入数 72枚 ケース入数 12パック 【個装】50×245×110mm 357g 【ケース】235×345×200mm 4.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 18×20cm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル ボトル本体 100枚</p> <p>P27</p> 
<p>Eシヨキンホン100</p>  <p>4 902011 731118</p> <p>《伝》エリエールジョキンホントイ100マイ 《I》1 4902011 731115 《品》21001601 個装入数 100枚 ケース入数 12個 【個装】151×114×114mm 399g 【ケース】170×467×355mm 5.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×20cm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル ボトルつめかえ用 80枚</p> <p>P27</p> 
<p>Eシヨキンツメカエ80</p>  <p>4 902011 731125</p> <p>《伝》エリエールジョキンツメカエ80マイ 《I》1 4902011 731122 《品》21001602 個装入数 80枚 ケース入数 24パック 【個装】142×78×64mm 250g 【ケース】147×407×333mm 6.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×20cm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル 大容量 本体 400枚</p> <p>P27</p> 
<p>EシヨキンALホン400</p>  <p>4 902011 731163</p> <p>《伝》Eジョキンアルコールホントイ400マイ 《I》1 4902011 122852 《品》21001816 個装入数 400枚 ケース入数 6個 【個装】195×195×195mm 1,343g 【ケース】208×608×408mm 8.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 14×19cm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル 大容量 つめかえ用 400枚</p> <p>P27</p> 
<p>EシヨキンALカエ400</p>  <p>4 902011 731170</p> <p>《伝》Eジョキンアルコールツメカエ400マイ 《I》1 4902011 122869 《品》21001817 個装入数 400枚 ケース入数 8パック 【個装】145×160×160mm 1,156g 【ケース】155×590×330mm 9.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 14×19cm</p>

<p>アテント Sケア すすぎがいらぬ洗浄液 350ml</p> <p>P23</p> <p>リニューール</p> 
<p>A.T.S.オシリ350</p>  <p>4 902011 737530</p> <p>《伝》アテントSケアオシリセンジョウ350 《I》2 4902011 737534 《品》21001985 個装入数 350ml ケース入数 6本 【個装】184×62×62mm 453g 【ケース】200×201×136mm 2.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 化粧品</p>

<p>アテント Sケア すすぎがいらぬ洗浄液 1,000ml</p> <p>P23</p> <p>リニューール</p> 
<p>A.T.S.オシリ1000</p>  <p>4 902011 737547</p> <p>《伝》アテントSケアオシリセンジョウ1000 《I》2 4902011 737541 《品》21001986 個装入数 1,000ml ケース入数 6本 【個装】237×88×88mm 1,210g 【ケース】256×282×190mm 7.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 化粧品</p>

<p>エリエール ふんわり吸水タオル 50枚</p> <p>P24</p> 
<p>Eキエウスイタオル50</p>  <p>4 902011 703740</p> <p>《伝》エリエールフンワリキエウスイタオル50 《I》1 4902011 703747 《品》20703374 個装入数 50枚 ケース入数 24パック 【個装】125×190×142mm 292.5g 【ケース】355×600×400mm 7.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 375×280mm</p>

<p>エリエールプロワイプ スロングタオル E50 ホワイトホリ包装50</p> <p>P24</p> 
<p>EプロストE50ホワイ</p>  <p>4 902011 704280</p> <p>《伝》EプロワイプスロングE50ホワイ 《I》1 4902011 704287 《品》20703428 個装入数 50枚 ケース入数 18パック 【個装】100×205×140mm 294g 【ケース】300×448×430mm 6.1kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×280mm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル ウィルス除去用 ボトル本体 80枚</p> <p>P27</p> 
<p>Eシヨウウイルスホン80</p>  <p>4 902011 731149</p> <p>《伝》Eジョキンウイルスホントイ80マイ 《I》1 4902011 731146 《品》21001605 個装入数 80枚 ケース入数 12個 【個装】151×114×114mm 338g 【ケース】170×467×355mm 4.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×20cm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル ウィルス除去用 ボトルつめかえ用 70枚</p> <p>P27</p> 
<p>Eシヨウウイルスカエ70</p>  <p>4 902011 731156</p> <p>《伝》Eジョキンウイルスツメカエ70マイ 《I》1 4902011 731153 《品》21001606 個装入数 70枚 ケース入数 24パック 【個装】142×78×64mm 219g 【ケース】147×407×328mm 5.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×20cm</p>


<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル ウィルス除去用 大容量本体 320枚</p> <p>P27</p> 
<p>Eシヨウキウイホン320</p>  <p>4 902011 731187</p> <p>《伝》Eジョキンウイルスホントイ320マイ 《I》1 4902011 731181 《品》21001818 個装入数 320枚 ケース入数 6個 【個装】195×195×195mm 1,113g 【ケース】208×608×408mm 7.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 14×19cm</p>

<p>エリエール 除菌できるアルコールタオル ウィルス除去用 大容量つめかえ用 320枚</p> <p>P27</p> 
<p>Eシヨウキウイカエ320</p>  <p>4 902011 731194</p> <p>《伝》Eジョキンウイルスツメカエ320マイ 《I》1 4902011 122883 《品》21001819 個装入数 320枚 ケース入数 8パック 【個装】145×150×125mm 929g 【ケース】155×555×300mm 8.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 14×19cm</p>

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
 ※デザイン仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。
 ※品質管理番号・印字・段ケース、パッケージに加え、製品一枚一枚にも製造番号をインクジェット印字しています。
 ©Disney

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
 ※デザイン仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。


エリエール 超除菌できるアルコール パワープラス ホトル本体 70枚 P27

チヨウシヨキンホン70

《伝》Eチヨウシヨキンパワー+ホントイ70 《I》1 4902011 119876 《品》21001649 個装入数 70枚 ケース入数 12個 【個装】151×114×114mm 385g 【ケース】170×467×355mm 5.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×20cm

エリエール 超除菌できるアルコール パワープラス ホトルつめかえ用 60枚 P27

チヨウシヨキンカエ60

《伝》Eチヨウシヨキンパワー+カエ60マイ 《I》1 4902011 120223 《品》21001650 個装入数 60枚 ケース入数 24パック 【個装】142×78×64mm 255g 【ケース】147×407×328mm 6.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 13×20cm



エリエール サージカルマスク ふつうサイズ 50枚 P27

Eサーシカルフツウ50

《伝》エリエールサージカルマスクフツウ50 《I》1 4902011 127109 《品》21002036 個装入数 50枚 ケース入数 18パック 【個装】165×200×105mm 223g 【ケース】420×515×335mm 4.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 約175×90mm

エルフォーレ ペーパータオル ダブル 150組300枚(大判) P28



エルフ150Wミルク06

《伝》エルフォーレタオルWオオ150ミルク06 《I》010 4902011 619682 《品》20623041 個装入数 150組300枚 ケース入数 25パック 【個装】55×248×115mm 328g 【ケース】250×615×265mm 8.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×248mm

エルフォーレ ペーパータオル ダブル 200組400枚(中判) P28

エルフ200Wミルク06

《伝》エルフォーレタオルWチユ200ミルク06 《I》010 4902011 619699 《品》20623043 個装入数 200組400枚 ケース入数 30パック 【個装】65×210×115mm 371g 【ケース】377×615×230mm 12.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×210mm

エルヴェール ペーパータオルエコ シングル 200枚(中判) P28

エルウエエコチS200

《伝》エルヴェールエコチユS200/23 《I》010 4902011 619620 《品》21000694 個装入数 200枚 ケース入数 30パック 【個装】74×220×115mm 357g 【ケース】428×610×231mm 11.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×220mm

エルヴェール ペーパータオルエコ シングル 200枚(小判) P28

エルウエエコシS200

《伝》エルヴェールエコシユS200/23 《I》1 4902011 703631 《品》21000696 個装入数 200枚 ケース入数 42パック 【個装】74×220×85mm 264g 【ケース】414×634×231mm 11.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 170×220mm

エリエール サージカルマスク スマートタイプふつうサイズ 50枚 P27

EサーシSフツウ50

《伝》Eサーシカルマスクスマートフツウ50 《I》1 4902011 127116 《品》21002037 個装入数 50枚 ケース入数 18パック 【個装】165×200×105mm 216g 【ケース】420×515×335mm 4.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 約175×90mm




エリエールina(イーナ)トイレットティッシュ シングル 100m 個包装・無香料

Eイーナ1P1RIGコ

《伝》エリエールイーナTR1P1RIGコホウ24 《I》1 4902011 822004 《品》21001140 個装入数 1ロール ケース入数 72パック 【個装】112×116×116mm 208g 【ケース】347×680×450mm 15.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 108mm×100m

エリエールina(イーナ)トイレットティッシュ ダブル 50m 個包装・無香料

Eイーナ2P1RIGコ

《伝》エリエールイーナTR2P1RIGコホウ24 《I》1 4902011 822011 《品》21001141 個装入数 1ロール ケース入数 72パック 【個装】112×116×116mm 165g 【ケース】347×680×450mm 12.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 2枚重ね・108mm×50m

エルヴェール ペーパータオルエコスマート シングル 200枚(中判) P28



エルウエエコSチ200S



《伝》エルヴェールエコスマートチS200/23 《I》1 4902011 705109 《品》21000697 個装入数 200枚 ケース入数 35パック 【個装】61×210×115mm 282g 【ケース】401×610×226mm 10.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×210mm

エルヴェール ペーパータオルエコスマート シングル 200枚(小判) P28

エルウエスマシS200

《伝》エルヴェールエコスマートシS200/23 《I》1 4902011 705116 《品》21000698 個装入数 200枚 ケース入数 42パック 【個装】61×210×85mm 209g 【ケース】346×634×226mm 9.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 170×210mm

エルヴェール ペーパータオル クリア シングル 300枚 手のひらサイズ

エルウエクリア300

《伝》エルヴェールタオルクリア300マイ 《I》1 4902011 112723 《品》21001070 個装入数 300枚 ケース入数 20パック 【個装】79×180×115mm 338g 【ケース】305×610×201mm 7.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×180mm

エルヴェール ペーパータオル クリア シングル 300枚 手のひらサイズミニ

エルウエクリア300ミ

《伝》エルヴェールタオルクリア300ミニ 《I》1 4902011 112730 《品》21001071 個装入数 300枚 ケース入数 35パック 【個装】79×180×85mm 250g 【ケース】365×634×201mm 9.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 170×180mm

エルヴェール トイレットティッシュ シングル 170m 6R(芯なし) P28

エルウエ6RS170

《伝》エルヴェールトイレットティッシュ1P170M6R23 《I》1 4902011 722823 《品》21000745 個装入数 6ロール ケース入数 8パック 【個装】321×225×113mm 1,700g 【ケース】337×454×454mm 14.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 107mm×170m

エルヴェール トイレットティッシュ シングル 200m 6R(芯なし) P28

エルウエ6RS200

《伝》エルヴェールトイレットティッシュ1P200M6R 《I》1 4902011 722731 《品》21000693 個装入数 6ロール ケース入数 8パック 【個装】321×225×113mm 1,999g 【ケース】337×454×454mm 16.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 107mm×200m

エリエール ペーパータオルスマートタイプ シングル 200枚(中判)

Eスマート200チュウS


《伝》エリエールスマートタイプチュウS200S 《I》1 4902011 703334 《品》20703333 個装入数 200枚 ケース入数 30パック 【個装】70×210×115mm 295g 【ケース】395×615×230mm 9.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×210mm



エリエール ペーパータオルスマートタイプ シングル 200枚(小判)



EスマートシS200



《伝》エリエールスマートタイプシユS200/15 《I》1 4902011 703617 《品》20703361 個装入数 200枚 ケース入数 42パック 【個装】70×210×85mm 218g 【ケース】381×634×225mm 9.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 170×210mm

エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

EローリントクM100

《伝》EプロローリントクロスM100/21 《I》1 4902011 703228 《品》20823443 個装入数 100枚 ケース入数 30パック 【個装】110×130×130mm 194g 【ケース】349×666×288mm 6.6kg 希望小売価格 — 商品仕様 250×250mm

エリエール プロワイプ コットンクロス M100

EコットンRクロスM100

《伝》EプロコットンクロスM100 《I》010 4902011 622217 《品》20623221 個装入数 100枚 ケース入数 30パック 【個装】120×128×126mm 191g 【ケース】369×646×266mm 6.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 250×250mm

エリエール プロワイプ コットンクロス S100

EコットンRクロスS100

《伝》EプロコットンクロスS100 《I》010 4902011 622477 《品》20623247 個装入数 100枚 ケース入数 30パック 【個装】125×113×100mm 138g 【ケース】369×611×231mm 4.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 200×225mm

エリエール プロワイプ ソフトタオル 未晒帯どめ50

フロミサ50/18

《伝》Eプロワイプソフトミザ50/18 《I》010 4902011 621616 《品》20703523 個装入数 50枚 ケース入数 24パック 【個装】130×205×158mm 493g 【ケース】405×660×430mm 13.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×315mm

エリエール ペーパータオル スマートタイプ ダブル 200組400枚(中判)

EスマートチW200

《伝》EスマートタイプチュウW200/24 《I》1 4902011 115403 《品》21001287 個装入数 200組400枚 ケース入数 50パック 【個装】61×210×115mm 283g 【ケース】295×610×446mm 15.5kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×210mm

エリエール ペーパータオル スマートタイプ ダブル 200組400枚(小判)



EスマートシW200



《伝》EスマートタイプシユW200/24 《I》1 4902011 115410 《品》21001288 個装入数 200組400枚 ケース入数 42パック 【個装】58×210×85mm 209g 【ケース】313×634×229mm 9.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 170×210mm



エリエール ペーパータオルスマートタイプ 無漂白シングル 200枚(中判)



エリエスマチミサ200S



《伝》EスマートミザラシチュウS200/18 《I》1 4902011 705130 《品》20703513 個装入数 200枚 ケース入数 30パック 【個装】70×210×115mm 292g 【ケース】390×615×230mm 9.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 230×210mm

エリエール ペーパータオルスマートタイプ 無漂白シングル 200枚(小判)

EスマミサシS200

《伝》EスマートミザラシシユS200/18 《I》1 4902011 705147 《品》20703514 個装入数 200枚 ケース入数 42パック 【個装】70×210×85mm 216g 【ケース】411×634×225mm 9.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 170×210mm

エリエール プロワイプ ソフトタオル ホワイト 帯どめ50

FSEリエプロワイプSホワイト50

《伝》FSリエプロワイプSホワイト50 《I》010 4902011 621623 《品》20703144 個装入数 50枚 ケース入数 24パック 【個装】115×206×158mm 496g 【ケース】365×660×430mm 13.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×315mm

エリエール プロワイプ ソフトタオル ホワイト ポリ包装50

FSPリエプロワイプSホワイト50

《伝》FSリエプロワイプSホワイト50 《I》010 4902011 621630 《品》20703145 個装入数 50枚 ケース入数 18パック 【個装】115×205×158mm 497g 【ケース】370×500×430mm 9.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×315mm

エリエール プロワイプ ソフトフィットタオル 帯どめ50

Eプロフィットミサ50

《伝》Eプロワイプソフトフィットミザ50 《I》1 4902011 705260 《品》20703526 個装入数 50枚 ケース入数 24パック 【個装】125×192×142mm 309g 【ケース】365×590×395mm 8.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 380×280mm

エリエールプロワイプ ソフトタオル 未晒帯どめ50

Eプロフィットミサ50

《伝》Eプロワイプソフトタフミザ50 《I》1 4902011 703563 《品》20703356 個装入数 50枚 ケース入数 24パック 【個装】136×192×142mm 362g 【ケース】418×585×395mm 9.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 380×280mm

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

<p>エリエール プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらか+ホリ包装50</p>  <p>E:P:R:O:W:I:P:Y:W:H:O:50</p>  <p>4 902011 823547</p> <p>《伝》EプロワイプSWヤワカホリ50 《I》1 4902011 823544 《品》20823354 個装人数 50枚 ケース人数 24パック 【個装】135×200×158mm 360g 【ケース】405×660×430mm 9.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 400×315mm</p>	<p>超吸収キッチンタオル マルチクロス Sサイズ 80枚</p>  <p>E:マ:ル:チ:ク:ロ:ス:S:80:R</p>  <p>4 902011 117660</p> <p>《伝》EチヨウキユウマルチクロスS80R24 《I》1 4902011 117667 《品》21001374 個装人数 80枚 ケース人数 25パック 【個装】90×250×105mm 192g 【ケース】470×550×250mm 5.3kg 希望小売価格 — 商品仕様 198×230mm</p>	<p>超吸収キッチンタオル マルチクロス Mサイズ 50枚</p>  <p>E:マ:ル:チ:ク:ロ:ス:M:50</p>  <p>4 902011 117653</p> <p>《伝》EチヨウキユウマルチクロスM50R24 《I》1 4902011 117650 《品》21001373 個装人数 50枚 ケース人数 18パック 【個装】110×205×140mm 294g 【ケース】330×448×430mm 5.8kg 希望小売価格 — 商品仕様 405×280mm</p>	<p>エリエール ディスペンサー 小判M</p>  <p>E:テ:ィ:ス:コ:ハ:ン:M</p>  <p>4 902011 799934</p> <p>《伝》EディスペンサーコバンM 《I》1 4902011 799931 《品》20793902 個装人数 1個 ケース人数 6個 【個装】220×263×119mm 738g 【ケース】383×542×236mm 5.0kg 希望小売価格 — 商品仕様 210×250×106mm</p>
<p>エリエール ディスペンサー 小判L</p>  <p>E:テ:ィ:ス:コ:ハ:ン:L</p>  <p>4 902011 799927</p> <p>《伝》EディスペンサーコバンL 《I》1 4902011 799924 《品》20793903 個装人数 1個 ケース人数 6個 【個装】266×305×119mm 919g 【ケース】286×626×380mm 6.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 292×250×106mm</p>	<p>エリエール ディスペンサー 中判M</p>  <p>E:テ:ィ:ス:チ:ユ:ウ:ハ:ン:M</p>  <p>4 902011 799910</p> <p>《伝》EディスペンサーチュウバンM 《I》1 4902011 799917 《品》20793904 個装人数 1個 ケース人数 6個 【個装】220×263×148mm 779g 【ケース】240×542×467mm 5.4kg 希望小売価格 — 商品仕様 210×250×135mm</p>	<p>エリエール ディスペンサー 中判L</p>  <p>E:テ:ィ:ス:チ:ユ:ウ:ハ:ン:L</p>  <p>4 902011 799897</p> <p>《伝》EディスペンサーチュウバンL 《I》1 4902011 799894 《品》20793905 個装人数 1個 ケース人数 6個 【個装】266×305×148mm 972g 【ケース】286×626×466mm 6.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 292×250×135mm</p>	<p>エリエール ディスペンサー 卓上用 小判1P</p>  <p>E:テ:ィ:ス:タ:ク:シ:ョ:ウ:1:P</p>  <p>4 902011 799248</p> <p>《伝》Eディスペンサータクジョウシ1P 《I》1 4902011 799245 《品》20793924 個装人数 1個 ケース人数 1個 【個装】220×152×263mm 730g 【ケース】220×152×263mm 0.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 202×243×134mm</p>
<p>エルヴェールペーパータオルエコスマート オートディスペンサー用ロールタイプ(190m)</p>  <p>E:エ:コ:ス:マ:ー:ト:R:190</p>  <p>4 902011 702453</p> <p>《伝》エルヴェールエコスマートロールタイプ190M 《I》1 4902011 702450 《品》21000750 個装人数 1ロール ケース人数 9本 【個装】200×146×146mm 1.107g 【ケース】215×445×445mm 10.7kg 希望小売価格 — 商品仕様 200mm×190m</p>	<p>エリエール ディスペンサーswingホワイト中判・小判兼用</p>  <p>E:テ:ィ:ス:W:I:N:G:シ:ロ</p>  <p>4 902011 799279</p> <p>《伝》EディスペンサーSWINGホワイト 《I》1 4902011 799276 《品》20793927 個装人数 1個 ケース人数 8個 【個装】165×265×123mm 710g 【ケース】345×505×280mm 6.2kg 希望小売価格 — 商品仕様 140×254×107mm</p>	<p>エリエール ディスペンサー 卓上ペーパータオル中判・小判兼用</p>  <p>E:テ:ィ:ス:タ:ク:シ:ョ:ウ</p>  <p>4 902011 114454</p> <p>《伝》Eディスペンサータクジョウケンヨウ 《I》1 4902011 114454 《品》21001184 個装人数 1個 ケース人数 1個 【個装】243×273×184mm 635g 【ケース】270×280×195mm 0.9kg 希望小売価格 — 商品仕様 —</p>	

※個装及びケースのサイズ表記は(高さ×幅×奥行)となっています。
※デザイン・仕様等は変更させていただく場合がありますので予めご了承ください。

2026年春 新商品・リニューアル品一覧 (寸法変更を含む)

2026年春 廃番商品			
JANコード	商品名	商品画像	
4 902011 769593 21000928	アテント Rケア うす型さらさらパンツ S 22枚 業務用		リニューアルによる廃番
4 902011 769609 21000929	アテント Rケア うす型さらさらパンツ M~L 22枚 業務用		リニューアルによる廃番
4 902011 769616 21000930	アテント Rケア うす型さらさらパンツ L~LL 20枚 業務用		リニューアルによる廃番
4 902011 106732 21000540	アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ M~L 22枚 業務用		リニューアルによる廃番
4 902011 106749 21000541	アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ L~LL 20枚 業務用		リニューアルによる廃番
4 902011 115482 21001248	グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ 新生児用68枚		廃番
4 902011 842623 21001272	グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ 新生児用2枚		廃番
4 902011 842630 21001273	グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ Sサイズ2枚		廃番
4 902011 842647 21001274	グーンプラス 敏感肌にやわらかタッチ Mサイズ2枚		廃番
4 902011 842722 21001275	グーンプラス やわらかタッチ パンツ M2枚		廃番
4 902011 842739 21001276	グーンプラス やわらかタッチ パンツ L2枚		廃番
4 902011 842746 21001277	グーンプラス やわらかタッチ パンツ BIG2枚		廃番
4 902011 833782 21001479	グーンプラス 汚れすっきりおしりふき 60枚×3P		リニューアルによる廃番
4 902011 831900 21000520	グーン 肌にやさしいおしりふき 70枚×3P		リニューアルによる廃番
4 902011 737530 20733753	アテント Sケア すすぎがいらぬ洗浄液 350ml		リニューアルによる廃番
4 902011 737547 20733754	アテント Sケア すすぎがいらぬ洗浄液 1000ml		リニューアルによる廃番
4 902011 830682 21001201	エリエールサージカルマスク ふつうサイズ50枚入り		ケース入り数変更
4 902011 832921 21001202	エリエールサージカルスマート ふつうサイズ50枚入り		ケース入り数変更
4 902011 618297 20723088	エルヴェールトイレットティッシュシングル 170m 個包装(芯なし)		廃番

※パッケージデザインは変更になる可能性があります。
©Disney ©Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

2026年春 新商品・リニューアル品			
JANコード	商品名	商品画像	
4 902011 769593 21001980	アテント Rケア うす型さらさらパンツ S 22枚 業務用		
4 902011 769609 21001981	アテント Rケア うす型さらさらパンツ M~L 22枚 業務用		
4 902011 769616 21001982	アテント Rケア うす型さらさらパンツ L~LL 20枚 業務用		
4 902011 106732 21001983	アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ M~L 22枚 業務用		
4 902011 106749 21001984	アテント Rケア うす型スーパーフィットパンツ L~LL 20枚 業務用		
4 902011 122404 21001787	夜1枚安心!パンツ パッドなしですっと快適 6回吸収 男女共用 M16枚		
4 902011 122428 21001788	夜1枚安心!パンツ パッドなしですっと快適 6回吸収 男女共用 L14枚		
4 902011 833782 21001988	グーン よこれスッキリ厚手おしりふき 60枚×3P		
4 902011 831900 21001994	グーン 水分たっぷりおしりふき 70枚×3P		
4 902011 124293 21001888	グーン ゆるうちモレロへ 新生児用68枚		
4 902011 124811 21001950	グーン ゆるうちモレロへ 新生児用2枚		
4 902011 124828 21001951	グーン ゆるうちモレロへ Sサイズ2枚		
4 902011 124835 21001952	グーン ゆるうちモレロへ Mサイズ2枚		
4 902011 124842 21001953	グーン ゆるうちモレロへ パンツ M2枚		
4 902011 124859 21001954	グーン 長時間でもモレロへ パンツ L2枚		
4 902011 124866 21001955	グーン 長時間でもモレロへ BIG2枚		
4 902011 737530 21001985	アテント Sケア すすぎがいらぬ洗浄液 350ml		
4 902011 737547 21001986	アテント Sケア すすぎがいらぬ洗浄液 1000ml		
4 902011 127102 21002036	エリエールサージカルマスク ふつうサイズ50枚入り		
4 902011 127119 21002037	エリエールサージカルスマート ふつうサイズ50枚入り		